


## Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi



Ağız Özellikleri	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
Rat tooth-Alligator - Combo	2.8mm	170-230cm


## Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi 2-3-4 Ayaklı



Çatal (Prongs)	Çalışma Kanalı mm	Çalışma Uzunluğu
2-3-4	2.8	170-230cm

## Polypectomy Snare

Sheath: PTFE  
Loop Diameter: 6/13/15/20/25/30/35/40/45/50/55mm  
Loop Diameter for Duckbill Snare is 25mm only




Şekil	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
Hilal-oval-asimetrik-hexagonal (rotatable)	2.8mm	220

## Fileli Snare



Özellik	Kanal Çapı	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
İğne/İğnesiz/Hot	2.4 mm	2.8 mm	220 cm

## Biopsy Forceps Standart Hot




Özellik	Kanal Çapı	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
İğneli/İğnesiz/Hot	2.4 mm	2.8 mm	160-230cm

## Biopsy Forceps Kaplamalı



Özellik	Kanal Çapı	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
Kaplamalı(İğneli/İğnesiz)	2.4 mm	2.8 mm	160-230cm

## Taş Çıkarma Basket Kateteri



Basket Genişliği (mm)	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı (mm)
15-20-25-30-35-40-45-50	230 cm	2.8

## Skleroterapi İğnesi




İğne Gauge	İğne Uzunluğu (mm)	Çalışma Uzunluğu (cm)	Çalışma Kanalı(mm)
19G-21G-23G - 25G	4-6-7	170-180-230	2.8-2.0

## Sfinkterotom



Çalışma Uzunluğu	Kesi Teli boyu	Burun Boyu	Guidewire
230 cm	20 mm	5 mm	0.035

## Nazo Bilyer Drenaj Kateteri



Size (Fr/CH)	Uzunluk	Tip
7-10	220 cm	Pigtail-Düz

## Endoskopik Ağızlık

(Lastikli/Lastiksiz)



## Polip Toplama Kabı

(5 Odacıklı)




## Biyopsi Valfi



WS-M-01 Olympus, Fujinon Endoskoplara  
WS-M-02 Pentax Endoskoplara

## Temizleme Fırçası




Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
2.0-2.8 mm	110-120 cm

## Ligasyon Cihazı



Multiband Ligatör 6'lı Bant  
Standart Band Ligatör:  
Endoskop Çapı: 9.5 - 11.2mm arasında çalışır.  
Pediatrik Band Ligatör:  
Endoskop Çapı: 8.0 - 9.5mm da çalışır.

## Endoskopik Klip Atıcı



Çalışma Uzunluğu cm	Kanal Çapı (mm)	Çene Açısı	Açılma Genişliği (mm)
165-210	2.5	135°	6

## Akalazya Balon Dilatörü




Şaft	Guidewire	Balon (mm)	Balon Uzunluğu (mm)	Çalışma Uzunluğu (mm)
5	0.038	25-30-35-40	80	110

## Özefagus Balon Dilatörü




Şaft	Guidewire	Balon (mm)	Balon Uzunluğu (mm)	Çalışma Uzunluğu (mm)
2.5	0.035	6-8-10-12-14 16-18-20	30-40-80	180-230

## Taş Çıkarma Balonu Endoskopik 3 Çaplı




Guidewire	Çalışma Uzunluğu (mm)	Balon Şişme Genişliği (mm)	Balon Uzunluğu (mm)	Şişme Basıncı (atm)	Çalışma Kanalı (mm)
0.035	180-240	10-11-12-15-16,5-18	55	3-4,5-6-7-8	2,8/3,2

## Biliyer Taş Çıkarma Kateteri




Kateter (Fr/CH)	Kateter Uzunluğu	Çalışma Uzunluğu	Şırınga (cc)	Guidewire
7	200mm	200mm	5	0,035

## EUS - Endoultrasonografi İğnesi




Kanal Çapı Fr/CH	Çalışma Uzunluğu	İğne (Gauge)
5.5	140 cm	19 G-21 G

## Sitoloji Fırçası




Guidewire	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
0.032	2.0-2.8 mm	120 - 180 - 230 cm


## NEG Nitinol Guidewire




### Hydra NEG Combo Nitinol Guidewire



## Hydra NEG Superstiff Nitinol Guidewire




### Hydra NEG Nitinol Guidewire




Guidewire	Uzunluk (cm)	Tip
0.025-0.032 - 0.035 - 0.038	110-150-260- 450 - 525	Düz-Açılı-J

## ERCP Kanülü




Size (Fr/CH)	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı
4.5-5.5	200-280 cm	2.8mm

## Endoskopik Makas




Kanal Çapı	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
2.4 mm	2.8 mm	160-230 cm

## Biliyer Stent



Size Fr/CH	Uzunluk (cm)	Şekil
7-10	5-7-10-12-15	Standart - Amsterdam Pigtail - Double Pigtail

## Pankreatik Stent




Size Fr/CH	Uzunluk (cm)	Şekil
5-7-8.5-11.5	3-5-7-9-10-12-15	Standart - Pigtail




## WIMED ENDOSKOPI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

REF NO	ETİKET İSMİ	ÇALIŞMA KANALI	GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA UZUNLUĞU	ÜRÜN GÖRSELİ
<b>ASİMETRİK SNARE</b>					
WSD-BY-24-15230	Asimetrik Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300 ,15 mm genişlik)	2.4 mm	15 mm	2300 mm	
WSD-BY-24-25230	Asimetrik Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300 ,25 mm genişlik)	2.4 mm	25 mm	2300 mm	
<b>HEXAGONAL SNARE</b>					
WSD-L-24-15230	Hexagonal Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300,15 mm genişlik)	2.4 mm	15 mm	2300 mm	
WSD-L-24-20230	Hexagonal Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300,20 mm genişlik )	2.4 mm	20 mm	2300 mm	
WSD-L-24-25230	Hexagonal Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300, 25 mm genişlik )	2.4 mm	25 mm	2300 mm	
WSD-L-24-30230	Hexagonal Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300, 30 mm genişlik )	2.4 mm	30 mm	2300 mm	
WSD-L-24-35230	Hexagonal Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300 ,35 mm genişlik)	2.4 mm	35 mm	2300 mm	
<b>FİLELİ SNARE</b>					
WSD-N-24-301800	Oval Fileli Snare Polipektomi( Tek kullanımlık elektrocerrahi fileli snare 2.4x1800 30 mm genişlik )	2.4 mm	30 mm	1800 mm	
WSD-N-24-302300	Oval Fileli Snare Polipektomi( Tek kullanımlık elektrocerrahi fileli snare 2.4x2300 30 mm genişlik )	2.4 mm	30 mm	2300 mm	
<b>OVAL SNARE</b>					
WSD-T-24-10230	Oval Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300 10 mm genişlik )	2.4 mm	10 mm	2300 mm	
WSD-T-24-15230	Oval Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300 ,15 mm genişlik)	2.4 mm	15 mm	2300 mm	
WSD-T-24-202300	Oval Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300 ,20 mm genişlik )	2.4 mm	20 mm	2300 mm	
WSD-T-24-252300	Oval Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300,25 mm genişlik)	2.4 mm	25 mm	2300 mm	
WSD-T-24-302300	Oval Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300, 30 mm genişlik )	2.4 mm	30 mm	2300 mm	
WSD-T-24-352300	Oval Snare Polipektomi( WİMED Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300,35 mm genişlik)	2.4 mm	35 mm	2300 mm	
WSD-T-24-301800R	Oval Snare Polipektomi Rotatable ( Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x2300 30 mm genişlik )	2.4 mm	30 mm	2300 mm	
WSD-T-20-201800	Oval Snare Polipektomi( Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.0x1800 20 mm genişlik )	2.0 mm	20 mm	1800 mm	
WSD-T-24-301800	Oval Snare Polipektomi( Tek kullanımlık elektrocerrahi snare 2.4x1800 30 mm genişlik )	2.4 mm	30 mm	1800 mm	
<b>TAŞ ÇIKARMA BASKET KATETERİ</b>					
WFG-B-24-151600	Hexagonal Taş Çıkarma Basket Kateteri Width:15 mm , 2.4*1600 mm ( Hexagonal Stone Extraction Baskets 2.4*1600 mm)	2.4 mm	15 mm	1600mm	
WFG-B-24-152300	Hexagonal Taş Çıkarma Basket Kateteri Width:15mm , 2.4*1600 mm ( Hexagonal Stone Extraction Baskets 2.4*1600 mm)	2.4 mm	15 mm	2300mm	
WFG-B-24-252300	Hexagonal Taş Çıkarma Basket Kateteri Width:25 mm , 2.4*1600 mm ( Hexagonal Stone Extraction Baskets 2.4*2300 mm)	2.4 mm	25 mm	2300 mm	
WFG-B-24-251600	Hexagonal Taş Çıkarma Basket Kateteri Width:25 mm , 2.4*1600 mm ( Hexagonal Stone Extraction Baskets 2.4*2300 mm)	2.4 mm	25 mm	1600mm	
WFG-B-24-351600	Hexagonal Taş Çıkarma Basket Kateteri Width:35 mm , 2.4*1600 mm ( Hexagonal Stone Extraction Baskets 2.4*1600 mm)	2.4 mm	35 mm	1600 mm	
WFG-B-24-352300	Hexagonal Taş Çıkarma Basket Kateteri Width:35mm , 2.4*1600 mm( Hexagonal Stone Extraction Baskets 2.4*2300 mm)	2.4 mm	35 mm	2300 mm	
<b>SKLOTERAPİ İĞNESİ</b>					
WIN1816	Sikloterapi İğnesi (Injection Needle size 25G x5 mm,1.8x1600 mm)	1.8 mm	25Gx5 mm	1600mm	
WIN1816	Sikloterapi İğnesi Kolonoskopi(Injection Needle size 23G x5 mm,1.8x1600 mm)	1.8 mm	23G x5 mm	1600mm	
D2416PN	Tek Kullanımlık Sikloterapi İğnesi 2.4 x1600 mm(Disposable Injection Needle 2.4 x1600 mm)	2.4 mm	25Gx5 mm	1600mm	
WIN2318	Sikloterapi İğnesi (Injection Needle size 22G x5 mm,2.4 x1800 mm)	2.4 mm	22Gx5 mm	1800mm	
WIN2318	Sikloterapi İğnesi (Injection Needle size 25G x5 mm ,2.4x1800 mm )	2.4 mm	25Gx5 mm	1800mm	
WIN2323	Sikloterapi İğnesi (Injection Needle size 25G x5 mm,2.4x2300 mm)	2.4 mm	25Gx5 mm	2300mm	
WIN2323	Sikloterapi İğnesi Kolonoskopi 23Gx6 mm,2.4x2300mm(Injection Needle size 23Gx6 mm,2.4x2300mm)	2.4 mm	23Gx6mm	2300mm	
WIN-B-2418-2305	Tek Kullanımlık Sikloterapi İğnesi 2.4 x1800mm(Disposable Injection Needle 2.4 x1800mm)	2.4 mm	25Gx5 mm	1800mm	
<b>GRASPİNG FORCEPS</b>					
D1810GL020R	Tek kullanımlık Basket Tipi Grasping Forceps Dönebilen 20mm(Disposable Basket Type Grasping Forceps Rotatable loop dia:20mm)	2.0 mm	20 mm	1800mm	


### ALLİGATÖR İĞNELİ FORCEPS

D2416BZ	Tek Kullanımlık İğneli Dişli Biopsi Forceps 2.4x1600mm(Disposable Alligatör with needle Biopsy Forceps 2.4x1600mm)	2.4mm	1600mm	
D2418BZ	Tek Kullanımlık İğneli Dişli Biopsi Forceps 2.4x1800mm(Disposable Alligatör with needle Biopsy Forceps 2.4x1800mm)	2.4mm	1800mm	
D2423BZ	Tek kullanımlık Dişli İğneli Biyopsi Forcepsi 2.4x2300mm(Disposable Alligatör with needle Biopsy Forceps 2.4x2300mm)	2.4mm	2300mm	


### ALLİGATÖR İĞNELİ KAPLAMALI FORCEPS

D2418BZC	Tek kullanımlık Dişli İğneli Kaplamalı Biyopsi Forcepsi 2.4x1800mm(Disposable Alligatör Coated with needle Biopsy Forceps 2.4x1800mm)	2.4mm	1800mm	
D2423BZC	Tek kullanımlık Dişli İğneli Kaplamalı Biyopsi Forcepsi 2.4x2300mm(Disposable Alligatör with needle Biopsy Forceps 2.4x2300mm)	2.4mm	2300mm	
D2418BZC	Tek kullanımlık Dişli İğneli Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör Coated with needle Biopsy Forceps 2.3x1600 mm)	2.3mm	1600mm	


### ALLİGATÖR İĞNESİZ FORCEPS

W1812T	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Kaplamasız Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Biopsy Forceps 1.8 x1200 mm)	1.8mm	1200mm	
W1816T	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Kaplamasız Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Biopsy Forceps 1.8 x1600 mm)	1.8mm	1600mm	
W1818T	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Biopsy Forceps 1.8 x1800 mm)	1.8mm	1800mm	
W2316T	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Biopsy Forceps 2.3x1600 mm)	2.3mm	1600mm	
W2318T	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Biopsy Forceps 2.3x1800 mm)	2.3mm	1800mm	
D2416BU	Tek Kullanımlık Dişli İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.4 mm,1600mm(WİMED Disposable Alligatör Without Needle Forceps)	2.4mm	1600mm	
D2418BU	Tek Kullanımlık Dişli İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.4 mm,1800mm(WİMED Disposable Alligatör Without Needle Forceps)	2.4mm	1800mm	
D2423BU	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.4x2300mm(Disposable Alligatör without needle Biopsy Forceps 2.4x2300mm)	2.4mm	2300mm	


### ALLİGATÖR KAPLAMALI İĞNESİZ FORCEPS

W1812TC	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Coated Biopsy Forceps 1.8 x1200 mm)	1.8 mm	1200mm	
W1816TC	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Biopsy Forceps 1.8 x1600 mm)	1.8mm	1600mm	
W1818TC	Tek kullanımlık Dişli İğnesiz Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör without needle Coated Biopsy Forceps 1.8 x1800 mm)	1.8 mm	1800mm	
D2416BUC	Tek kullanımlık İğneli Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Coated Alligatör without needle Biopsy Forceps 2.4x1600 mm)	2.4 mm	1600mm	
D2418BUC	Tek kullanımlık Kaplamalı Dişli İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.4x1800mm(Alligatör Coated Biopsy Forceps 2.4x1800mm)	2.4 mm	1800mm	
D2423BUC	Tek Kullanımlık Dişli Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Alligatör Coated Biopsy Forceps)	2.3 mm	2300mm	
W2323TC	Tek kullanımlık Kaplamalı Dişli İğnesiz Biyopsi Forcepsi(Alligatör Coated Biopsy Forceps 2.4x2300 mm)	2.4 mm	2300mm	

### İĞNELİ BİYOPSİ FORCEPS

D2418BW	Tek Kullanımlık İğneli Biopsi Forceps 2.4x1800mm(Disposable with needle Biopsy Forceps 2.4x1800mm)	2.4mm	1800mm	
W1812S	Tek kullanımlık İğneli Biopsi Forcepsi ( Disposable Biopsy Forceps ,1.8 with spike 1200 m	1.8mm	1200mm	
W2316S	Tek kullanımlık İğneli Biopsi Forcepsi (WİMED Disposable Biopsy forceps with spike ,2.3 mm x 1600mm )	2.3mm	1600mm	
W2318S	Tek kullanımlık İğneli Biopsi Forcepsi 2.8x1800mm(Disposable Biopsy forceps with spike ,2.8x1800mm )	2.8mm	1800mm	
W2323S	Tek kullanımlık İğneli Biopsi Forcepsi (WİMED Disposable Biopsy forceps with spike ,2.3 mm x 2300 mm )	2.3mm	2300mm	

### İĞNELİ KAPLAMALI BİYOPSİ FORCEPS

W1812SC	Tek kullanımlık İğneli Kaplamalı Biopsi Forcepsi (WİMED Disposable Biopsy Forceps ,1.8 without spike 1200 m )	1.8 mm	1200mm	
W1816SC	Tek kullanımlık İğneli Kaplamalı Biopsi Forcepsi (WİMED Disposable Biopsy Forceps ,1.8 without spike 1600 m )	1.8 mm	1600mm	
W1818SC	Tek kullanımlık İğneli Kaplamalı Biopsi Forcepsi (WİMED Disposable Biopsy Forceps ,1.8 without spike 1600 m )	1.8 mm	1600mm	
W1818SC	Tek kullanımlık İğneli Kaplamalı Biopsi Forcepsi 2.8x1800mm(Disposable Coated Biopsy forceps with spike ,2.8x1800mm )	2.8mm	1800mm	
D2423BWC	Tek kullanımlık İğneli Kaplamalı Biyopsi Forcepsi 2.4x2300mm(Disposable Coated with needle Biopsy Forceps 2.4x2300mm)	2.4mm	2300mm	
D2416BUC	Tek kullanımlık İğneli Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Coated Alligatör without needle Biopsy Forceps 2.4x1600 mm)	2.4 mm	1600mm	
D2416BWC	Tek kullanımlık Kaplamalı İğneli Biyopsi Forcepsi 2.4x1600 mm(Disposable Coated with needle Biopsy Forceps 2.4x1600 mm)	2.4 mm	1600mm	

### ENDOSKOPİK AĞIZLIK

WEA4020	Endoskopik Ağızlık			
---------	--------------------	--	--	---

**İĞNESİZ BİYOPSİ FORCEPS**

W1812	Tek kullanımlık İğnesiz Biyopsi Forcepsi 1.8 başsız 1.2 m(WIMED Disposable Biopsi Forceps ,1.8 without spike 1.2 m )	1.8 mm		1200mm	
W1816	Tek kullanımlık İğnesiz Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Biopsi Forceps ,1.8 without spike 1600 m )	1.8 mm		1600mm	
W1818	Tek kullanımlık İğnesiz Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Biopsi Forceps ,1.8 without spike 1800 m )	1.8 mm		1800mm	
W2316	Tek kullanımlık İğnesiz Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Biopsi Forceps ,2.3 mm without spike 1600 mm )	2.3 mm		1600mm	
W2318	Tek kullanımlık İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.3 başsız 1.8 m(WIMED Disposable Biopsi Forceps ,2.3 without spike 1.8 m )	2.3 mm		1800mm	
W2323	Tek kullanımlık İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.3 başsız 2.3 m(WIMED Disposable Biopsi Forceps ,2.3 without spike 2.3 m )	2.3 mm		2300mm	
D2423BT	Tek kullanımlık İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.4 başsız 2.3 m(WIMED Disposable Biopsi Forceps ,2.4without spike 2.3 m )	2.4 mm		2300mm	

**JUMBO KAPLAMASIZ BİYOPSİ FORCEPS**

W3018	Tek kullanımlık İğnesiz Kaplamasız Büyük Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Jumbo Biopsi Forceps ,3.0 without spike 1800 mm )	3.0 mm		1800mm	
W3023	Tek kullanımlık İğnesiz Kaplamasız Büyük Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Jumbo Biopsi Forceps ,3.0 without spike 2300 mm )	3.0 mm		2300mm	

**JUMBO KAPLAMALI BİYOPSİ FORCEPS**

W3018C	Tek kullanımlık İğnesiz Kaplamalı Büyük Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Jumbo Biopsi Forceps ,3.0 without spike 1800 mm )	3.0 mm		1800mm	
W3023C	Tek kullanımlık İğnesiz Kaplamalı Büyük Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Jumbo Biopsi Forceps ,3.0 without spike 2300 mm )	3.0mm		2300mm	

**İĞNESİZ KAPLAMALI BİYOPSİ FORCEPS**

D1812BTC	Tek kullanımlık Kaplamalı Biyopsi Forcepsi 1.8 mmx1200mm(Disposable Coated Biopsy Forceps 1.8 mmx1200mm)	1.8mm		1200mm	
W2316C	Tek kullanımlık İğnesiz kaplamalı Biyopsi Forcepsi (WIMED Disposable Coated without spike Biopsi Forceps ,2.3 x1600 mm )	2.3 mm		1600mm	
D2416BTC	Tek kullanımlık İğnesiz kaplamalı Biyopsi Forcepsi 2.3x1.8 m(WIMED Disposable Coated without spike Biopsi Forceps ,2.3 x1.8 m )	2.3 mm		1800mm	
W1816C	Tek kullanımlık Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Coated Biopsy Forceps 1.8 mmx1600mm)	1.8mm		1600mm	
W1818C	Tek kullanımlık Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable Coated Biopsy Forceps 1.8 mmx1800mm)	1.8mm		1800mm	
W2318C	Tek kullanımlık Kaplamalı Biyopsi Forcepsi(Disposable PE Coated Biopsy Forceps 2.3 mmx1800mm)	2.3 mm		1800mm	
D2423BTC	Tek kullanımlık Kaplamalı İğnesiz Biyopsi Forcepsi 2.4x2300mm(Disposable Coated without needle Biopsy Forceps 2.4x2300mm)	2.4 mm		2300mm	

**HOT BİYOPSİ FORCEPSİ-SICAK YAKALAMA FORCEPSİ**

WD2418DG	Tek Kullanımlık Sıcak Yakalama Forcepsi 2.4x1800 mm(Hot Biopsy Forceps 2.4x1800 mm)	2.4mm		1800mm	
WD2423DG	Tek Kullanımlık Sıcak Yakalama Forcepsi 2.4x2300mm(Hot Biopsy Forceps2.4x2300mm)	2.4mm		2300mm	

**CYTOLOGY FIRÇASI**

W2318WB	Tek kullanımlık Sitoloji Firçası 2.3x1800 mm(WIMED Disposable Cytology Brush,Brush 2.3x1800mm)	2.3 mm	2.5 mm	1800mm	
WYB1812WB	Tek kullanımlık Sitoloji Firçası 2.5 mm,tube 1.8x1200mm(WIMED Disposable Cytology Brush,Brush 2.5 mm,tube 1.8x1200mm)	1.8 mm	2.5 mm	1200mm	
W2323WB	Tek kullanımlık Sitoloji Firçası 2.5 mm,tüp 2.3x2300 mm(WIMED Disposable Cytology Brush,Brush 2.5 mm,tube 2.3x2300 mm )	2.3 mm	2.5 mm	2300mm	

**YABANCI CİSİM YAKALAMA FORCEPSİ TRİPORT**

WFG-S-24-3R1600	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi 3 bacaklı(Foreign Body Forceps 3 jaws,2.4x1600)	2.4 mm		1600mm	
WFG-S-24-3R2300	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi 3 bacaklı(Foreign Body Forceps 3 jaws,2.4x2300)	2.4 mm		2300mm	

**YABANCI CİSİM YAKALAMA FORCEPSİ TETRAPORT**

WFG-S-24-4R1600	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi 4 bacaklı(Foreign Body Forceps 4 jaws,2.4x1600)	2.4 mm		2300mm	
WFG-S-24-4R2300	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi 4 bacaklı(Foreign Body Forceps 4 jaws,2.4x2300)	2.4mm		2300mm	

**YABANCI CİSİM YAKALAMA FORCEPSİ GENİŞ TİMSAH AĞIZLI**

WFG-AR-23-102300	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi Geniş Timsah Ağızlı Fare Dişli (Foreign Body Forceps extended alligator and rat tooth jaws ,2.4x2300)	2.4mm		2300mm	
WFG-AR-23-101600	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi Geniş Timsah Ağızlı Fare Dişli(Foreign Body Forceps extended alligator and rat tooth jaws ,2.4x1600)	2.4mm		1600mm	

**YABANCI CİSİM YAKALAMA FORCEPSİ TİMSAH AĞIZLI**

WFG-A-23-081600	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi Timsah Ağızlı (Foreign Body Forceps Alligator jaws,2.4x1600)	2.4 mm		1600mm	
WFG-A-23-082300	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi Timsah Ağızlı (Foreign Body Forceps Alligator jaws,2.4x2300)	2.4 mm		2300mm	

**YABANCI CİSİM YAKALAMA FORCEPSİ TİMSAH AĞIZLI FARE DİŞLİ**

WFG-AR-23-091600	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi Timsah Ağızlı Fare Dişli (Foreign Body Forceps Alligator jaws rat tooth ,2.4x1600)	2.4 mm		1600mm	
WFG-AR-23-092300	Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi Timsah Ağızlı Fare Dişli (Foreign Body Forceps Alligator jaws rat tooth ,2.4x2300)	2.4 mm		2300mm	

**POLİP TOPLAMA KABI**

WPTK5CH	Polyp Trap 5 Chambers (Polip Toplama Kabı)				
---------	--	--	--	--	--