



**COMMITTED & DEDICATED**  
TO QUALITY, SERVICES & FUTURE INNOVATIONS...

*Sağlıkta kaliteye imza...*

## GASTROENTEROLOJİ

1. Multi Band Ligator
2. Multi Band Ligator Kolonik
3. Skleroterapi İğnesi
4. PEG KIT
5. Replacement PEG Tube
6. Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi
7. Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi  
2 Sivri Uç,3 Sivri Uç
8. Loop Basket
9. Polipektomi Snare
10. Temizleme Fırçası
11. Biyopsi Forsep
12. Sıcak Biyopsi Forsep
13. Sfinkterotom
14. Needle Knife (İğne Bıçak)
15. Ball Tip Knife (Top Tip Bıçak)
16. Flexi Knife (Esnek Bıçak)
17. Hook Knife (Kanca Bıçak)
18. Hook Knife With Flush
19. Endoskopik Makas
20. Monopolar Prob
21. Retrieval Basket
22. Wire Guided Retrieval Basket  
(Tel Kılavuz Retrieval Basket)
23. Tip Guided Retrieval Basket
24. Memory Basket
25. Wire Guided Memory Basket
26. Lito Basket-TTS
27. Manuel Litotriptör
28. Endo Litotriptör
29. Neg Guide Wire
30. Hydra Neg Guide Wire
31. Nitinol Black Wire(Nitinol Siyah Tel)
32. Stiff Guide Wire (Sert Kılavuz Tel)
33. Hyneg Combo Guide Wire
34. Super Stiff Hyneg Guide Wire
35. Stone Extraction Balloon  
(Taş Çıkarma Balonu)
36. Achalasia Balloon Dilator
37. Esophageal Balloon Dilator  
(Özefagus Balon Dilatörü)
38. Biliary Balloon Dilator (Biliyer Balon Dilatör)
39. Stage Balloon Dilator  
(3 Aşamalı Balon Dilatörü)
40. Biliyer Stent
41. Biliyer Stent Seti
42. Single Action StentIntroducer System

43. Single Action Stent Introducer Set
44. Guiding Catheter (Kılavuz Katater)
45. Stent Pusher (Stent İtici)
46. Biliyer Dilatör
47. ERCP Kanülü
48. Biliyer Metal Stent
49. Pankreatik Basket
50. Choledocho Basket
51. Clipping Device (Kırpma Cihazı)
52. Endoklip Aplikatör
53. Endoklip Klips
54. Endoknot
55. Suction Coagulation Probe
56. Eus İğnesi
57. Eus Balon
58. Cystostome
59. Özefagus Dilatörü
60. Spring Tip Steel Guide Wire  
(Yay Ucu Çelik Kılavuz Tel)
61. Özefagus Metal Stent
62. Sitoloji Fırçası
63. Özefagus Gastrik Balon Alma Cihazı
64. Özefagus Gastrik Balon Deflasyon Cihazı
65. Naso Biliyer Drenaj Katateri
66. Naso Jejunal Balon Besleme Tüpü
67. Sprey Prob

## BRONKOSKOPI

68. Aspirasyon İğnesi
69. Biyopsi Forsepsi
70. Temizleme Fırçası
71. Sitoloji Fırçası
72. Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi  
2 Prong,3 Prong,Memory Basket

## ÜROLOJİ


73. Hydra Neg Kılavuz Tel
74. Neg Kılavuz Tel
75. Hyneg Combo Kılavuz Tel
76. Nitinol Siyah Tel
77. Stiff Guide Wire L'Queist  
(Sert Kılavuz Tel)
78. Stone Basket
79. Stone Grasper(Taş Tutucu)
80. Nefrestomi Basketi&Probu

## JİNEKOLOJİ

81. Kornual Kanülasyon Seti

# GASTROENTEROLOGY

## GASTROSCOPY ACCESSORIES




## ERCP ACCESSORIES



## Colonoscopy ACCESSORIES

## EUS ACCESSORIES



**Özefagus varislerinin endoskopik ligasyonunda kullanılır.**

## Teknik Bilgiler


- Bu ürün sterilize olmayan şekilde, ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilir.
- Tek kullanımlıktır.
- Shaili Band Ligator endoskop çapı 9.5 ile 11.2 mm arasında sunulur.
- Shaili paediatric band ligator endoskop çapı 8.0 ile 9.5 mm arasında sunulur.

## Band Ligator Set İçeriği

- Aplikatör x 1 pc., 6'lı bant
- 7'li bant
- Zararsız plastik kancalı boru X1 pc.
- Kör uçlu yıkama iğnesi x1 pc.
- Farklı renkli ikinci son bant

## Namlu İçeriği

- 6'lı bant
- 7'li bant
- Zararsız plastik kancalı boru x 1pc.



Referans	Ürün Adı	Referans	Ürün Adı
SBLS-6-F*	MULTI BAND LIGATOR SET	SBLS-6-O*	MULTI BAND LIGATOR SET
SBLS-7-F*	MULTI BAND LIGATOR SET	SBLS-7-O*	MULTI BAND LIGATOR SET
SBL-6-F*	MULTI BAND LIGATOR BARREL	SBL-6-O*	MULTI BAND LIGATOR BARREL
SBL-7-F*	MULTI BAND LIGATOR BARREL	SBL-7-O*	MULTI BAND LIGATOR BARREL
SBLS-6-P-F*	MULTI BAND LIGATOR SET PAEDIATRIC	SBLS-6-P-O*	MULTI BAND LIGATOR SET PAEDIATRIC
SBL-6-P-F*	MULTI BAND LIGATOR BARREL PAEDIATRIC	SBL-6-P-O*	MULTI BAND LIGATOR BARREL PAEDIATRIC

\* İpliğin uzunluğu; F = 175 cm.Fujinon endoskop için, O = 155 cm.Olympus / Pentaxendoskop için

# Multi Band Ligator Kolonik

**Kolonik varislerin endoskopik ligasyonunda kullanılır.**

## Teknik Bilgiler


- Bu ürün sterilize olmayan şekilde,ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilir.
- Tek kullanımlıktır.
- Shaili Band Ligator Colonic endoskop çapı 12.8 ile 13.5mm arasında sunulur.

## Band Ligatör Kolonik Set İçeriği

- Aplikatör x 1 pc., 6'lı bant,
- 7'li bant,
- Zararsız plastik kancalı boru x 1pc.,
- Kör uçlu yıkama iğnesi x1 pc.
- Farklı renkli ikinci son bant

## Kolonik Namlu İçeriği

- 6'lı bant
- 7'li bant
- Zararsız plastik kancalı boru x 1pc.



Referans	Ürün Adı
SBLS-6-C	MULTI BAND LIGATOR KOLONİK SET
SBL-6-C	MULTI BAND LIGATOR KOLONİK BARREL
SBLS-7-C	MULTI BAND LIGATOR KOLONİK SET
SBL-7-C	MULTI BAND LIGATOR KOLONİK BARREL

# Skleroterapi İğnesi


## Injector İğnesi - Skleroterapi İğnesi

**O.G nin üstündeki özefagus varislerine endoskopik enjeksiyon için kullanılır.**

Endoskopik enjeksiyon için gerçek veya potansiyel kanama lezyonlarını kontrol etmek üzere seçilen bölgelere sklerozan bir vazokonstriktör ajanı eklemek için kullanılır.

### Teknik Bilgiler

- İğne- Kısa ve keskin iğne, 19/20/21/22/23/24/25 SWG için uygundur.
- Çalışma uzunluğu-170 cm./230cm./280cm.
- Uygunluk- Sterildir. Tek kullanımlıktır.
- Güvenli film sağlamak için The Joint Of Inner Tube & Needle tarafından özel olarak geliştirilen iğne
- Özel olarak geliştirilmiş iğne 23/24/25 SWG de ilacı enjekte etmek için JET basıncı verir.



Referans	Ürün Adı	İğne Ölçüsü	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø
SGN-2319	Sclerotherapy Needle	19G	170 cm	2.8 mm.
SGN-2319-C	Sclerotherapy Needle	19G	230 cm	2.8 mm.
SGN-2320	Sclerotherapy Needle	20G	170 cm	2.8 mm.
SGN-2320-C	Sclerotherapy Needle	20G	230 cm	2.8 mm.
SGN-2321	Sclerotherapy Needle	21G	170 cm	2.8 mm.
SGN-2321-C	Sclerotherapy Needle	21G	230 cm	2.8 mm.
SGN-2321-M	Sclerotherapy Needle Metal Tip	21G	170 cm	2.8 mm.
SGN-2321-C-M	Sclerotherapy Needle Metal Tip	21G	230 cm	2.8 mm.
SGN-2322	Sclerotherapy Needle	22G	170 cm	2.8 mm.
SGN-2322-C	Sclerotherapy Needle	22G	230 cm	2.8 mm.
SSN-2323	Sclerotherapy Needle	23G	170 cm	2.8 mm.
SSN-2323-C	Sclerotherapy Needle	23G	230 cm	2.8 mm.
SSN-2323-M	Sclerotherapy Needle Metal Tip	23G	170 cm	2.8 mm.
SSN-2323-C-M	Sclerotherapy Needle Metal Tip	23G	230 cm	2.8 mm.
SSN-2324	Sclerotherapy Needle	24G	170 cm	2.8 mm.
SSN-2324-C	Sclerotherapy Needle	24G	230 cm	2.8 mm.
SSN-2325	Sclerotherapy Needle	25G	170 cm	2.8 mm.
SSN-2325-C	Sclerotherapy Needle	25G	230 cm	2.8 mm.
SSN-2324-DBE	Sclerotherapy Needle	24G	280 cm	2.8 mm.

**Perkütan endoskopik gastrostomi yerleşimi için kullanılır.  
Beslenme desteği gerektiren hastaya enteralnütrisyona sağlar.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut - 20 -22- 24 Fr. Çekme tekneği
- Diğer ölçüler talep üzerine üretilebilir.
- Uygunluk- Steril-Tek kullanımlık

## PEG KIT İçeriği

- 1 Silikon besleme boru
- 1 döngü giriş teli
- 1 Kablo bağı
- 1 Evrensel adaptör
- 1 Bolus adaptörü
- 1 Kilitlemek için silikon burç
- Tanıttıcı iğne – büyük iğne
- 11 No. skalpel
- 5 ml. İğneli şırınga
- 25 Gösterge iğnesi– Küçük iğne.
- 1 Makas
- 1Kullanım kılavuzu
- Snare kullanılabilirliği isteğe bağlıdır.



Referans	Ürün Adı	Referans	Ürün Adı
S-PEG-20	PEG KIT	20FR	
S-PEG-20-SN	PEG KIT	20FR	Snare ile birlikte
S-PEG-22	PEG KIT	22FR	
S-PEG-22-SN	PEG KIT	22FR	Snare ile birlikte
S-PEG-24	PEG KIT	24FR	
S-PEG-24-SN	PEG KIT	24FR	Snare ile birlikte

# Replacement PEG Tube

**Yerleşik bir gastrostomi borusu olarak kullanılır.  
Gastrostomi tedavisi**

## **Teknik Bilgiler**

- Boyut - 20 - 22 - 24 Fr.
- Uygunluk - Steril – tek kullanımlık

1 pc Gastrostomi Replacement Tube  
1 pc 12 ml şırınga  
2 pc 10 ml Normal saline



<b>Referans</b>	<b>Ürün Adı</b>	<b>Boyut</b>
S - GRT - 20	Gastrostomy Replacement Tube	20 Fr.
S - GRT - 22	Gastrostomy Replacement Tube	22 Fr.
S - GRT - 24	Gastrostomy Replacement Tube	24 Fr.




**Gastrointestinal sistemden yabancı cismi çıkarmak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Köpek balığı dişli forsep
- Timsah forsep
- Köpek balığı dişli timsah forsep

## Özellikler

- Stenti almak için ERCP kapsamı ile birlikte kullanılabilir. (sadece köpek balığı dişli )
- Steril olmadan sunulur ve yeniden kullanılabilir.
- Sıkı kavrama ve kolay hareket
- Dönebilen tutucular mevcuttur.



Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı	Çene Özellikleri	Çalışma Uzunluğu
SSTF-230	SHARK TOOTH FORCEP	2.8 mm.	Fare dişli	230 cm
SSTF-170	SHARK TOOTH FORCEP	2.8 mm.	Fare dişli	170 cm
SATF-230	ALLIGATOR FORCEP	2.8 mm.	Timsah ağızlı	230 cm
SATF-170	ALLIGATOR FORCEP	2.8 mm.	Timsah ağızlı	170 cm
SSTF-230-R	SHARK TOOTH FORCEP ROTATABLE (dönebilen)	2.8 mm.	Fare dişli	230 cm
SSTF-170-R	SHARK TOOTH FORCEP ROTATABLE (dönebilen)	2.8 mm.	Fare dişli	170 cm
SATF-230-R	ALLIGATOR FORCEP ROTATABLE (dönebilen)	2.8 mm.	Timsah ağızlı	230 cm
SATF-170-R	ALLIGATOR FORCEP ROTATABLE (dönebilen)	2.8 mm.	Timsah ağızlı	170 cm
SSAF-230	SHARK TOOTH ALLIGATOR COMBO	2.8 mm.	Kombo	230 cm
SSAF-170	SHARK TOOTH ALLIGATOR COMBO	2.8 mm.	Kombo	170 cm
SSAF-230-R	SHARK TOOTH ALLIGATOR COMBO ROTATABLE (kombo dönebilen)	2.8 mm.	Kombo	230 cm
SSAF-170-R	SHARK TOOTH ALLIGATOR COMBO ROTATABLE (kombo dönebilen)	2.8 mm.	Kombo	170 cm

"Shaili" yabancı cisim yakalama çeşitleri: 2 sivri uç, 3 sivri uç, Retrieval Basket, Snare, SharkToothForcep, AlligatorForcep, Monofilament Memory Basket, Loop Basket.


# Yabancı Cisim Yakalama Forsepisi

## 2 Sivri Uç, 3 Sivri uç

**Gastrointestinal sistemden yabancı cismi çıkarmak için kullanılır.**

### Teknik Bilgiler

- 2.0 & 2.8 mm. İle uyumlu alet kanalı
- Çalışma uzunluğu 170 cm. / 230 cm.
- Sterilize olmayan şekilde sunulur ve yeniden kullanılabilir.
- Yabancı cismi almak için mükemmel ve güvenli kavrama



Referans	Ürün Adı	Çalışma Uzunluğu	Çalışma KanalıØ	Ağız
SFBH-223	F B HOLDER 2 PRONG	170 cm	2.8 mm	2 Prong
SFBH-218	F B HOLDER 2 PRONG	170 cm	2.0 mm	2 Prong
SFBH-323	F B HOLDER 3 PRONG	170 cm	2.8 mm	3 Prong
SFBH-318	F B HOLDER 3 PRONG	170 cm	2.0 mm	3 Prong
SFBH-423	F B HOLDER 4 PRONG	170 cm	2.8 mm	4 Prong
SFBH-223-C	F B HOLDER 2 PRONG	230 cm	2.8 mm	2 Prong
SFBH-218-C	F B HOLDER 2 PRONG	230 cm	2.0 mm	2 Prong
SFBH-323-C	F B HOLDER 3 PRONG	230 cm	2.8 mm	3 Prong
SFBH-423-C	F B HOLDER 4 PRONG	230 cm	2.8 mm	4 Prong

# Loop Basket

**Yabancı cisimlerin gastrointestinal sistemden endoskopik olarak alınması ve kolonoskop ile polipin alınmasında kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Şekil : Oval
- Gömme port ile
- Uygunluk –Steril değildir. Tek kullanımlıktır.
- Loopçapı > 61 mm,2 el kumanda kolu ile olabilir.

### One Hand Operation



### Two Hand Operation



Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı Ø	Loop Boyutu	Uzunluk
SFBH-L-30	LOOP BASKET	2.8mm	30mm	170cm
SFBH-L-40	LOOP BASKET	2.8mm	40mm	170cm
SFBH-L-60	LOOP BASKET	2.8mm	60mm	170cm
SFBH-L-90	LOOP BASKET	2.8mm	90mm	170cm
SFBH-L-C-30	LOOP BASKET	2.8mm	30mm	230cm
SFBH-L-C-40	LOOP BASKET	2.8mm	40mm	230cm
SFBH-L-C-60	LOOP BASKET	2.8mm	60mm	230cm
SFBH-L-C-90	LOOP BASKET	2.8mm	90mm	230cm
SFBH-LB-DBE-60	LOOP BASKET	2.8mm	60mm	280cm


# Polipektomi Snare

**Monopolarelektrocerrahi ünitesi kullanılarak poliplerin endoskopik eksizyonu ve Gastrointestinal yoldan yabancı cismi çıkarmada kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Uygunluk - Tek kullanım için sterildir.
- İşlem sırasında teli temizlemek için yıkama portu ile
- Dış kılıf - PTFE.
- Loopçapı - 6 - 10 - 13 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 mm
- Sadece DuckbillSnare için loopçapı 25 mm
- Şekil -Hexagonal / Oval / Crescent / Duckbillmultiflament için uygundur.
- Sadece oval şekil monofilament için uygundur.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.

**Dönebilen snare mevcuttur.**



Referans	Ürün Adı	Uzunluk	Şekil	Çalışma Kanalı Ø
SPSO -Loop Ø	Polipektomi Snare	220 cm	OVAL	2.8 mm
SPSH -Loop Ø	Polipektomi Snare	220 cm	HEXAGONAL	2.8 mm
SPSC -Loop Ø	Polipektomi Snare	220 cm	CRESCENT	2.8 mm
SPSD - 25	Polipektomi Snare	220 cm	DUCKBILL	2.8 mm
SPSM -Loop Ø	Polipektomi Snare	220 cm	MONOFILAMENT	2.8 mm
SPSO -Loop Ø-R	Polipektomi Snare Rotatable	220 cm	OVAL	2.8 mm
SPSH -Loop Ø-R	Polipektomi Snare Rotatable	220 cm	HEXAGONAL	2.8 mm
SPSC -Loop Ø-R	Polipektomi Snare Rotatable	220 cm	CRESCENT	2.8 mm
SPSM -Loop Ø-R	Polipektomi Snare Rotatable	220 cm	MONOFILAMENT	2.8 mm
SPSO - 30 - DBE	Polipektomi Snare Rotatable	280 cm	OVAL	2.8 mm

# Temizleme Fırçası

Endoskop kanalını temizlemek için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Tip Steril değil tek kullanımlık / yeniden kullanılabilir.
- Şaft Plastik kaplı tel / Metal bobin
- Semi Endoskop kanalının invaziv temizliği olmadan yumuşak ve kanal dostu kıllar
- Tip Zararsız
- Uzunluk 120 cm / 180 cm / 230 cm.



Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı Ø	Çalışma Uzunluğu
S - CB - DE	Çift uçlu temizleme fırçası	2.8 mm.	230 cm
S - CB - DE - BS	Çift uçlu temizleme fırçası büyük-küçük	2.8 mm.	230 cm
S - CB - P	Port temizleme fırçası	-	-
S - CB - B	Vücut temizleme fırçası	-	-
S - CB - RG	Gastro temizleme fırçası ( çok kullanımlı)	2.8 mm.	180 cm
S - CB - RC	Kolonoskopik temizleme fırçası (çok kullanımlı)	2.8 mm.	230 cm
S - CB - D	Dilatör için temizleme fırçası	1.2 mm.	120 cm

# Biyopsi Forsep

**Mukozaldoku örneklerini elde etmek için endoskopik olarak kullanılır.  
Mikroskopik Gastrointestinal Sistem -Histopatolojik İnceleme**

## Teknik Bilgiler

- Tip–Sivri uçlu / sivri uçsuz
- Uygunluk - Steril vetek kullanımlıktır.
- 2.8 & 2.0 mm alet kanalına uyumludur.
- Uzunluk - 170 cm & 210 cm.



**Ayrı ayrı paketlenmiştir.**

Referans	Ürün Adı	Tip	Çalışma Kanalı Ø	Çalışma Uzunluğu
S- BF- WS-17	Biopsy Forcep	Sivri uçlu	2.8 mm	170 cm
S- BF- WS-21	Biopsy Forcep	Sivri uçlu	2.8 mm	210 cm
S- BF- 17	Biopsy Forcep	Sivri uçsuz	2.8 mm	170 cm
S- BF- 21	Biopsy Forcep	Sivri uçsuz	2.8 mm	210 cm

# Sıcak Biyopsi Forsep

**Mikroskopik-Histopatolojik muayenede gastrointestinal sistemden mukozal doku örnekleri elde etmek için endoskopik olarak kullanılır. Monopolar elektro cerrahi ünitesi, doku örnekleme sırasında kanama meydana geldiğinde dokuyu koterize etmek için kullanılabilir.**

## Teknik Bilgiler

- Sivri uçsuz
- Uygunluk – Steril vetek kullanımlıdır.
- 2.8mm alet kanalı ile uyumludur.
- Çalışma uzunluğu- 170, 210cm
- Aktif kablo ayrı olarak satılır.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.




Referans	Ürün Adı	Tip	Çalışma Kanalı Ø	Çalışma Uzunluğu
S- BF-H-17	Hot Biyopsi Forsep	Sivri uçsuz	2.8 mm	170 cm
S- BF-H-21	Hot Biyopsi Forsep	Sivri uçsuz	2.8 mm	210 cm

# Sfinkterotom

**Biliyer Duktal Sistem ve Sfinkterotominin Endoskopik Kanülasyonunda kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Konik uçlu üçlü lümen
- Uç çapı 5.5fr
- Çalışma uzunluğu 200 cm
- Tel kılavuz uyumluluğu 0.035"
- İsteğe göre yalıtımlı ya da yalıtımsız kesme teli
- Koruyucu yalıtım kılıfı endoskop için benzersiz koruyucu özellik
- Yalıtılmış tel uzunluğu 20mm Loop için 4mm,25mm loop için 8mm,30mm loop için 10mm
- Steril ve tek kullanımlık
- Aktif kablo ayrı olarak satılır.



Referans	Ürün Adı	Uç Uzunluğu	Toplam Loop	Yalıtımlı / Yalıtımsız
SSPH-SN-20	Sphincterotome Short Nose	5.0mm	20mm	With Insulation
SSPH-SN-25	Sphincterotome Short Nose	5.0mm	25mm	With Insulation
SSPH-SN-30	Sphincterotome Short Nose	5.0mm	30mm	With Insulation
SSPH-SN-NI-20	Sphincterotome Short Nose	5.0mm	20mm	Without Insulation
SSPH-SN-NI-25	Sphincterotome Short Nose	5.0mm	25mm	Without Insulation
SSPH-SN-NI-30	Sphincterotome Short Nose	5.0mm	30mm	Without Insulation
SSPH-LN-20	Sphincterotome Long Nose	8.0mm	20mm	With Insulation
SSPH-LN-25	Sphincterotome Long Nose	8.0mm	25mm	With Insulation
SSPH-LN-30	Sphincterotome Long Nose	8.0mm	30mm	With Insulation
SSPH-LN-NI-20	Sphincterotome Long Nose	8.0mm	20mm	Without Insulation
SSPH-LN-NI-25	Sphincterotome Long Nose	8.0mm	25mm	Without Insulation
SSPH-LN-NI-30	Sphincterotome Long Nose	8.0mm	30mm	Without Insulation
SSPH-NN-20	Sphincterotome No Nose	0.0mm	20mm	With Insulation
SSPH-NN-25	Sphincterotome No Nose	0.0mm	25mm	With Insulation
SSPH-NN-30	Sphincterotome No Nose	0.0mm	30mm	With Insulation
SSPH-NN-NI-20	Sphincterotome No Nose	0.0mm	20mm	Without Insulation
SSPH-NN-NI-25	Sphincterotome No Nose	0.0mm	25mm	Without Insulation
SSPH-NN-NI-30	Sphincterotome No Nose	0.0mm	30mm	Without Insulation
SSPH-RC-NI-20	Sphincterotome Reseve Cut	2.0mm	20mm	Without Insulation
SSPH-RC-NI-25	Sphincterotome Reseve Cut	2.0mm	25mm	Without Insulation
SSPH-RC-NI-30	Sphincterotome Reseve Cut	2.0mm	30mm	Without Insulation
SSPH-SN-20-DBE	Sphincterotome Short Nose 280cm. long	5.0mm	20mm	With Insulation
SSPH-SN-25-DBE	Sphincterotome Short Nose 280cm. long	5.0mm	25mm	With Insulation
SSPH-SN-30-DBE	Sphincterotome Short Nose 280cm. long	5.0mm	30mm	With Insulation
SSPH-LN-20-DBE	Sphincterotome Long Nose 280cm. long	8.0mm	20mm	With Insulation
SSPH-LN-25-DBE	Sphincterotome Long Nose 280cm. long	8.0mm	25mm	With Insulation
SSPH-LN-30-DBE	Sphincterotome Long Nose 280cm. long	8.0mm	30mm	With Insulation



# Needle Knife (İğne Bıçak)

**Precut Papillotomi için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Konik uç
- Ayrı paket
- Steril olarak sunulur ve tek kullanımlıktır.
- Aktif kablo ayrı satılır.
- Wire guided needle knife için 0.035" kılavuz tel kabul edilir.

Needle Knife



Tel kılavuz iğne bıçak



Referans	Ürün Adı	Uzunluk	İğne Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø
SNK-100	Needle Knife	200 cm	5 mm	1.7 mm
SNK-100-DL	Wire Guided Needle Knife	200 cm	5 mm	2.45 mm
SNK-100-DBE	Needle Knife	280 cm	5 mm	1.7 mm
	Double Balloon Endoscope			
SNK-100-DL-DBE	Needle Knife	280cm	5 mm	2.45 mm
	Double Balloon Endoscope			

# Ball Tip Knife (Top Tipi Bıçak)

EMR ve ESD endoskopi prosedürü sırasında düzgün insizyon ve kesim için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu 180cm
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Steril olarak sunulur ve tek kullanımlıktır.
- Kablo ayrı olarak satılır.



Referans	Ürün Adı	Uç Uzunluğu	Toplam Loop	Yalıtımlı / Yalıtımsız
SNK - IP	Top Tipi Bıçak	180cm	7 mm	2.5 mm

# Flexi Knife (Esnek Bıçak)

EMR ve ESD endoskopi prosedürü sırasında düzgün insizyon ve kesim için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu 180cm
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Aktif kablo ayrı satılır.




Referans	Ürün Adı	Uzunluk	İğne Uzunluğu	Dış Çap Ø
SNK-XP	Esnek Bıçak	180cm	7 mm	2.5 mm

# Hook Knife (Kanca Bıçak)

**EMR ve ESD endoskopi prosedürü sırasında düzgün insizyon ve kesim için kullanılır.**

## **Teknik Bilgiler**

- Çalışma uzunluğu 180cm
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Steril olarak sunulur ve tek kullanımlıktır.
- Kablo ayrı olarak satılır.



Referans	Ürün Adı	Uç Uzunluğu	Toplam Loop	Yalıtımlı / Yalıtımsız
SNK - X	Hook Knife	180cm	7 mm	2.5 mm

# Hook Knife With Flush

EMR ve ESD endoskopi prosedürü sırasında düzgün insizyon ve kesim için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu 180cm
- Flush port ile sunulur.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Aktif kablo ayrı satılır.



Referans	Ürün Adı	Uzunluk	İğne Uzunluğu	Kılıf Çapı Ø
SNK-X-F	Hook Knifewith Flush	180cm	7 mm	2.0 mm

# Endoskopik Makas

**Endoskopik mukozal rezeksiyon sırasında kesmek ve pıhtılaştırmak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu 160/230cm
- Kılıf çapı 2.5 mm
- Uygunluk Steril ve tek kullanımlıktır.
- Dönebilen makas mevcuttur.
- Aktif kablo ayrı satılır.




Referans	Ürün Adı	Uzunluk	Kılıf çapı
S-ES-160-H	ENDO MAKAS HOT	160cm	2.5mm
S-ES-160-R-H	ENDO MAKAS HOT ROTATABLE	160cm	2.5mm
S-ES-230-H	ENDO MAKAS HOT	230cm	2.5 mm
S-ES-230-R-H	ENDO MAKAS HOT ROTATABLE	230cm	2.5 mm

# Monopolar Prob

Endoskop ile Monopolar Kesim ve pıhtılaşma için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu 230cm
- Kılıf çapı 2.3 mm
- Steril ve tek kullanımlıktır.
- Aktif kablo ayrı satılır




Referans	Ürün Adı	Uzunluk	Kılıf Çapı
SMP	MONOPOLAR PROB	230cm	2.3 mm

**Yabancı Cisimler ve C.B.D. endoskopik taşlar için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Enstrüman kanalı ile uyumlu -2.8 mm.
- Basket çapı-15 mm. /20 mm/25 mm./30 mm /35 mm /40 mm./ 45 mm./ 50 mm.
- Multifilament, Hexagonalşekilli.
- Flush port forcontrast.
- Takma ve prosedür kolaylığı için atravmatik basket ucu.
- Litotriptör ile uyumludur.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.



Referans	Ürün Adı	Basket Çapı	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
SRB-4152	Retrieval Basket	15 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4202	Retrieval Basket	20 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4252	Retrieval Basket	25 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4302	Retrieval Basket	30 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4352	Retrieval Basket	35 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4402	Retrieval Basket	40 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4452	Retrieval Basket	45 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4502	Retrieval Basket	50 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4302-DBE	Retrieval Basket	30 mm.	2.8 mm.	280 cm.



# Wire Guided Retrieval Basket (Tel kılavuz Retrieval Basket)

**Yabancı Cisimler ve C.B.D. Endoskopik olarak taşlar için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çalışma Uzunluğu
- Tel için ayrı lümen
- Enstrüment kanal ile uyumlu 3.2 mm.
- Basket çapı-15mm. / 20 mm. / 25mm. / 30 mm./35 mm.  
40 mm./ 45 mm./ 50 mm.
- Multifilament, Hexagonalşekilli.
- Kontrast için flush port
- Takma ve prosedür kolaylığı için atravmatik basket ucu
- Litotriptör ile uyumludur.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Basket Ø	Kılıf Ø	Tel Kılavuz Uyumluluğu
SRB-WG-4153	Wire Guided Retrieval Basket	15 mm	3.0 mm.	0.035"
SRB-WG-4203	Wire Guided Retrieval Basket	20 mm	3.0 mm.	0.035"
SRB-WG-4253	Wire Guided Retrieval Basket	25 mm	3.0 mm.	0.035"
SRB-WG-4303	Wire Guided Retrieval Basket	30 mm	3.0 mm.	0.035"
SRB-WG-4353	Wire Guided Retrieval Basket	35 mm	3.0 mm.	0.035"
SRB-WG-4403	Wire Guided Retrieval Basket	40 mm	3.0 mm.	0.035"
SRB-WG-4453	Wire Guided Retrieval Basket	45 mm	3.0 mm.	0.035"
SRB-WG-4503	Wire Guided Retrieval Basket	50 mm	3.0 mm.	0.035"

# Tip Guided Retrieval Basket

**Yabancı Cisimler ve C.B.D. endoskopik taşlar için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu 230 cm.
- Basketin ucunda tel erişim noktası
- Enstrüman kanal ile uyumludur 2.8 mm ya da daha fazla
- Basket çapı -15mm. / 20 mm. / 25mm. / 30 mm. / 35 mm. / 40 mm. / 45 mm. / 50 mm.
- Multifilament, Hexagonal şekilli.
- Litoliptör ile uyumludur.
- Sterildir.



Referans	Ürün Adı	Basket Çapı	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
SRB-4152	Retrieval Basket	15 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4202	Retrieval Basket	20 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4252	Retrieval Basket	25 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4302	Retrieval Basket	30 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4352	Retrieval Basket	35 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4402	Retrieval Basket	40 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4452	Retrieval Basket	45 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4502	Retrieval Basket	50 mm.	2.8 mm.	230 cm.
SRB-4302-DBE	Retrieval Basket	30 mm.	2.8 mm.	280 cm.

G.I. yolundan yabancı cisim/taş almak için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- G.I.yolundan yabancı cisim/taş almak için 7basket boyutu
- Basket Tipi - Oval, Hexagonal, Tipless&HelicalRetainsşekliuzun süre için.
- Litotripsi için önerilmez.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı Ø	Basket Ø	Çalışma Uzunluğu
SMMB-15	Memory Basket	2.8mm	15mm	230cm
SMMB-20	Memory Basket	2.8mm	20mm	230cm
SMMB-25	Memory Basket	2.8mm	25mm	230cm
SMMB-30	Memory Basket	2.8mm	30mm	230cm
SMMB-35	Memory Basket	2.8mm	35mm	230cm
SMMB-40	Memory Basket	2.8mm	40mm	230cm
SMMB-45	Memory Basket	2.8mm	45mm	230cm
SMMB-15-T	Memory Tipless Basket	2.8mm	15mm	230cm
SMMB-20-T	Memory Tipless Basket	2.8mm	20mm	230cm
SMMB-25-T	Memory Tipless Basket	2.8mm	25mm	230cm
SMMB-30-T	Memory Tipless Basket	2.8mm	30mm	230cm
SMMB-35-T	Memory Tipless Basket	2.8mm	35mm	230cm
SMMB-40-T	Memory Tipless Basket	2.8mm	40mm	230cm
SMMB-45-T	Memory Tipless Basket	2.8mm	45mm	230cm

# Wire Guided Memory Basket (Tel Kılavuz Memory Basket)

**G.I.Tract'dan yabancı cisim / Taş almak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Safra yolundan taş alımını kolaylaştırmak için 3 basketli
- Basket şekli - Oval, Hexagonal.
- Şekli daha uzun süre korur.
- Tutamak -kontrast için hafif port
- Orta port için tel kılavuz uyumluluğu 0.035"
- Litotripsi için önerilmez.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı Ø	Basket Ø	Çalışma Uzunluğu
SMMB-WG-30	Memory Basket Wire Guided	2.8mm	30mm	230cm
SMMB-WG-35	Memory Basket Wire Guided	2.8mm	35mm	230cm
SMMB-WG-40	Memory Basket Wire Guided	2.8mm	40mm	230cm

**Safra kanalında CBD taş alımı/taş litotripsi amacıyla kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu 230cm
- Uzatma kablosu uzunluğu 205cm
- Loop çapı 25/30/35/40/45/50/55mm
- Kılıf çapı 2.5mm
- Manuel litotripsi için önerilir.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Çıkarılabilir kulp




Referans	Ürün Adı	Basket Ø	Kılıf Ø	Çalışma Uzunluğu
SLTB-25	Litotripsi Basket TTS	25mm	2.5mm	230cm
SLTB-30	Litotripsi Basket TTS	30mm	2.5mm	230cm
SLTB-35	LitotripsiBasket TTS	35mm	2.5mm	230cm
SLTB-40	Litotripsi Basket TTS	40mm	2.5mm	230cm
SLTB-45	Litotripsi Basket TTS	45mm	2.5mm	230cm
SLTB-50	Litotripsi Basket TTS	50mm	2.5mm	230cm
SLTB-55	Litotripsi Basket TTS	55mm	2.5mm	230cm

# Manuel Litotriptör

**C.B.D taş litotripsi için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Tutamak-Tek yönlü hareket
- Kılıf tipi-Litotripsi yapmak için iç kesme kenarları
- Dış ucu yuvarlatılmış atravmatiktir.
- Geri alma-litotripsi prosedürünü kolaylaştırmak için S.S. Kılıfın güvenli ve sıkıca takılması.
- Steril değildir, çok kullanımlıdır.



Referans	Ürün Adı	Spring Sheath Ø	Spring Sheath Length	Çalışma Kanalı Ø
SML-SHEATH-16590	Manual Lithotripter Spring Sheath	16.5FR	90cm	NA
SML-SHEATH-1190	Manual Lithotripter Spring Sheath	11 FR	90cm	NA
SML-SHEATH-11180-TTS	Manual Lithotripter TTS Spring Sheath	11 FR	180cm	4.2mm
SML-SHEATH-75180-TTS	Manual Lithotripter TTS Spring Sheath	7.5 FR	180cm	2.8mm
SML-SHEATH-9180-TTS	Manual Lithotripter TTS Spring Sheath	9 FR	180cm	3.2mm
SML-H	Manual LithotripterHandleonly			


**Taş alımı ve safra kanalındaki taşları ezme amacıyla kullanılır.**

## Özellikleri

Tutamak -Topuzu kolay kavrama ve yumuşak yuvarlama ile hafif handle  
Kilitleme özelliği – Büyük C.B.D. taşlarını parçalanmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için tek yönlü kilitleme sistemi  
S.S. Kılıf& Tipi-Litotripsi yapmak için iç kesme kenarları. Atravmatik yuvarlak dış uç. Dış S.S. kılıfı, duodenoskop yükseklik kanalındazorlanma sunmaz.  
S.S. Kilitli kılıf tutamak- S.S. kılıfın güvenli ve sağlam montajı  
PTFE Kılıf- Basketi kaplar enstrüman ile kanala girer. Düşük sürtünmeli kanal. Dış S.S. kanalından kolay kayma

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu- 210 cm.
- Enstrüman kanal ile uyumlu- 4.2 mm.
- Basket şekli-Hexagonalkontrast için flush port.
- Takma ve prosedür kolaylığı için atravmatik mermi tipi basket ucu.



Avantaj : Litotripsi için endoskobun çıkarılmasına gerek yoktur.

Uygunluk :Endoliotriptörkılıf& Basket steril ve tek kullanımlıktır.

Handle steril değildir ve çok kullanımlıktır.

Referans	Ürün Adı	Kılıf Ø	Basket Ø	Çalışma Uzunluğu
SEL-SHEATH	Endolithotriptor Flexible Sheath With Basket Filament & Assembly	3.7 mm.	35 mm.	NA
SEL - B - 35	Endolithotriptor Basket Only		35 mm.	NA
SEL - B - 40	Endolithotriptor Basket Only		40 mm.	4.2mm
SEL- H	EndolithotriptorHandleOnly			
SLITH-HRB-35	Endolithotriptor Basket with PTFE tube		35 mm.	2.8mm
SLITH-HRB-40	Endolithotriptor Basket with PTFE tube		40 mm.	3.2mm

# Neg Guide Wire

**Uyumlu tel kılavuzlu aksesuarların istenen biliyer veya pankreatik kanallara değiştirilmesini kolaylaştırmak için zor biliyer ve pankreatik darlıklardan erişim elde etmek için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çap - 0.025 inch / 0.032 inch / 0.035 inch. / 0.038 inch.
- Uygunluk –Ayrı ayrı paketlenmiştir,tek kullanımlıktır ve sterilidir.
- Uzunluk - 260 cm, 450 cm, 525 cm.
- Tip -Straight(düz) / Angle(köşeli) / J



Referans	Ürün Adı	Referans	Ürün Adı
S-NEG-025-S X LENGTH	Neg Guide Wire 0.025 Straight	S-NEG-DBE-025-S-525	Neg Guide Wire 0.025 Straight For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-025-A X LENGTH	Neg Guide Wire 0.025 Angulated	S-NEG-DBE-025-A-525	Neg Guide Wire 0.025 Angulated For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-025-J X LENGTH	Neg Guide Wire 0.025 J Tip	S-NEG-DBE-025-J-525	Neg Guide Wire 0.025 J Tip For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-032-S X LENGTH	Neg Guide Wire 0.032 Straight	S-NEG-DBE-032-S-525	Neg Guide Wire 0.032 Straight For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-032-A X LENGTH	Neg Guide Wire 0.032 Angulated	S-NEG-DBE-032-A-525	Neg Guide Wire 0.032 Angulated For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-032-J X LENGTH	Neg Guide Wire 0.032 J Tip	S-NEG-DBE-032-J-525	Neg Guide Wire 0.032 J Tip For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-035-S X LENGTH	Neg Guide Wire 0.035 Straight	S-NEG-DBE-035-S-525	Neg Guide Wire 0.035 Straight For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-035-A X LENGTH	Neg Guide Wire 0.035 Angulated	S-NEG-DBE-035-A-525	Neg Guide Wire 0.035 Angulated For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-035-J X LENGTH	Neg Guide Wire 0.035 J Tip	S-NEG-DBE-035-J-525	Neg Guide Wire 0.035 J Tip For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-038-S X LENGTH	Neg Guide Wire 0.038 Straight	S-NEG-DBE-038-S-525	Neg Guide Wire 0.038 Straight For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-038-A X LENGTH	Neg Guide Wire 0.038 Angulated	S-NEG-DBE-038-A-525	Neg Guide Wire 0.038 Angulated For Double Balloon Enteroscope
S-NEG-038-J X LENGTH	Neg Guide Wire 0.038 J Tip	S-NEG-DBE-038-J-525	Neg Guide Wire 0.038 J Tip For Double Balloon Enteroscope



# Hydra Neg Guide Wire (Hydra Neg Tel Kılavuz)

**Zor biliyer ve pankreatik darlıklardan erişim elde etmek için kullanılır.  
Uyumlu tel güdümlü aksesuarların istenen biliyer veya pankreatik kanallara  
değiştirilmesini kolaylaştırmak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çap 0.025inch. / 0.032 inch / 0.035 inch/0.038 inch
- Uzunluk -260 cm / 450 cm
- Tip Straight / Angle / J, withExtraFilifomWire
- Ayrı ayrı paketlenmiş,steril ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Tel Ø
S-HYNEG-025-S X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 STRAIGHT
S-HYNEG-025-A X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 ANGULATED
S-HYNEG-025-J X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 J TIP
S-HYNEG-032-S X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032 STRAIGHT
S-HYNEG-032-A X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032 ANGULATED
S-HYNEG-032-J X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032 J TIP
S-HYNEG-035-S X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035 STRAIGHT
S-HYNEG-035-A X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035 ANGULATED
S-HYNEG-035-J X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035 J TIP
S-HYNEG-038-S X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038 STRAIGHT
S-HYNEG-038-A X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038 ANGULATED
S-HYNEG-038-J X LENGTH	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038 J TIP

# Nitinol Black Wire (Nitinol Siyah Tel)

**Zor darlıklar yoluyla endoskopik olarak erişim sağlamak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Size Çapı - 0.025 inch / 0.032 inch / 0.035 inch. / 0.038 inch.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir,sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Uzunluk - 260 cm
- Tip -Straight / Angle / J
- Hidrofil kaplamalı




Referans	Ürün Adı	Referans	Ürün Adı
S-NBW-025-S X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.025 Straight	S-NBW-035-S X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.035 Straight
S-NBW-025-A X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.025 Angulated	S-NBW-035-A X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.035 Angulated
S-NBW-025-J X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.025 J Tip	S-NBW-035-J X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.035 J Tip
S-NBW-032-S X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.032 Straight	S-NBW-038-S X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.038 Straight
S-NBW-032-A X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.032 Angulated	S-NBW-038-A X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.038 Angulated
S-NBW-032-J X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.032 J Tip	S-NBW-038-J X LENGTH	Nitinol Black Wire 0.038 J Tip

# Stiff Guide Wire (Sert Kılavuz Tel)

**Zor darlıklar yoluyla endoskopik / perkütan erişim sağlamak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Size Çapı - 0.035 inch.
- Ayrı ayrı paketler halinde steril ve tek kullanımlık olarak sunulur.
- Uzunluk - 110 cm, & 260 cm
- Tip -Straight (Düz)




Referans	Ürün Adı
S-SGW-035-S-110	Stiff Guide Wire 0.035 Straight (Sert Kılavuz Tel Düz)
S-SGW-035-S-260	Stiff Guide Wire 0.035 Straight (Sert Kılavuz Tel Düz)

# Hyneg Combo Guide Wire (Hyneg Kombo Kılavuz Teli)

**Zor biliyer ve pankreatik darlıklardan erişim elde etmek için kullanılır.  
Uyumlu tel güdümlü aksesuarların istenen biliyer veya  
pankreatik kanallara değiştirilmesini kolaylaştırır.**

## Teknik Bilgiler

- Size Çapı- 0.032 inch / 0.035 inch.
- Ayrı ayrı paketlenmiş,steril ve tek kullanımlık olarak sunulur.
- Siyah hidrofilik uçlu bir uç/değiştirme teli uçlu diğer uç.
- Uzunluk - 260 cm & 450 cm
- Tip -Straight(Düz)




Referans	Ürün Adı
S-SGW-035-S-110	Stiff Guide Wire 0.035 Straight (Sert Kılavuz Tel Düz)
S-SGW-035-S-260	Stiff Guide Wire 0.035 Straight (Sert Kılavuz Tel Düz)

# Super Stiff Hydra Neg Guide Wire (Süper Sert Hydra Neg Kılavuz Tel)

**Zor biliyer ve pankreatik darlıklardan erişim elde etmek için kullanılır.  
Uyumlu tel güdümlü aksesuarların istenen biliyer veya  
pankreatik kanallara değiştirilmesini kolaylaştırır.**

## Teknik Bilgiler

- Size Çapı - 0.025 inch./0.032 inch./0.035 inch. / 0.038 inch.
- Uzunluk - 450 cm.
- Tip -Straight(Düz), J, Angle(Açılı)
- Ayır ayrı paketlenmiş,steril ve tek kullanımlık olarak sunulur.
- 0.025 boyutunda sertlik 0.035




Referans	Ürün Adı	Tel Ø	Tip
S-SSHYNEG-025-S - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 "	STRAIGHT
S-SSHYNEG-032-S - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032"	STRAIGHT
S-SSHYNEG-035-S - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035"	STRAIGHT
S-SSHYNEG-038-S - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038"	STRAIGHT
S-SSHYNEG-025-A - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 "	ANGLE
S-SSHYNEG-032-A - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032"	ANGLE
S-SSHYNEG-035-A - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035"	ANGLE
S-SSHYNEG-038-A - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038"	ANGLE
S-SSHYNEG-025-J - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 "	J Tip
S-SSHYNEG-032-J - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032"	J Tip
S-SSHYNEG-035-J - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035"	J Tip
S-SSHYNEG-038-J - 450	SUPER STIFF HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038"	J Tip

# Stone Extraction Balloon (Taş Çıkarma Balonu)

**Safra taşlarının endoskopik ekstraksiyonu için kullanılır**

## Teknik Bilgiler

- Üçlü lümen özelliği, işlem sırasında istenen yerden taş çıkarmayı kolaylaştırmak için tel kılavuz erişimi sağlar.
- Katater Çapı-7 Fr .
- 0.035 inchTel kılavuz ile uyumludur..
- Ayrı ayrı paketlenmiş,steril ve tek kullanımlık olarak sunulur.
- Çalışma uzunluğu-200 cm.
- Balon çapı-16 mm.
- Balon uzunluğu-16 mm.




Referans	Katater Çapı FR	Fonksiyonel Katater Uzunluğu	Şişirilmiş Balon Çapı	Balon Maks.Hava Şişirme	Balon Maks. Enjeksiyon	Önerilen Tel Kılavuz Çapı (Inch)	Şırınga CC	Tip Çapı FR
SSEC-7	7	200 cm	16 mm	3.5 cc	3.0 ml	0.035	5	7

# Achalasia Balloon Dilator (Akalazyza Balon Dilatörü)

**Akalazili hastalarda alt özefageal sfinkterin dilatasyonu için tasarlanmıştır.**

## Teknik Bilgiler

- Şişirilmiş Balon Çapı- 25mm, 30mm, 35 mm
- Balon uzunluğu : 80 mm.
- Kılıf Çapı : 5mm.
- Çalışma Uzunluğu : 90 cm.
- Tel Kılavuz Uyumluluğu : 0.038"
- Patlama Basıncı : 3 ATM
- Yüksek Radyal Vektör Kuvveti.
- Atravmatik Tip.
- Balonun içindeki radyopak işaretleyici
- Steril ve tek kullanımlık olarak sunulur.




Referans	Ürün Adı	Balon Ø
SABD - 25	Achalasia Balloon Dilator	25 mm
SABD - 30	Achalasia Balloon Dilator	30 mm
SABD - 35	Achalasia Balloon Dilator	35 mm

# Esophageal Balloon Dilator (Özefagus Balon Dilatör)

**Özefagus darlıklarını daha önce yerleştirilmiş tel kılavuzu üzerinden kapsamda genişletmek için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Şişirilmiş balon çapı-6mm, 8mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16mm, 18mm
- Kılıf çapı-2.5mm
- Çalışma uzunluğu-1800mm
- Kılavuz tel uyumluluğu 0.035inch
- Steril ve tek kullanımlık olarak sunulur.



Referans	Ürün Adı	Balon Uzunluğu	Şişirilmiş Balon Çapı Ø	Patlama Basıncı
S-EBD - 640	Esophageal Balloon Dilator	40 mm	6 mm	10 ATM
S-EBD - 840	Esophageal Balloon Dilator	40 mm	8 mm	10 ATM
S-EBD - 1040	Esophageal Balloon Dilator	40 mm	10 mm	10 ATM
S-EBD - 1260	Esophageal Balloon Dilator	60 mm	12 mm	6 ATM
S-EBD - 1460	Esophageal Balloon Dilator	60 mm	14 mm	6 ATM
S-EBD - 1680	Esophageal Balloon Dilator	80 mm	16 mm	6 ATM
S-EBD - 1880	Esophageal Balloon Dilator	80 mm	18 mm	5 ATM




# Biliary Balloon Dilator (Biliyer Balon Dilatörü)

Papilla ve biliyer darlıkları genişletmek için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Şişirilmiş balon çapı - 6mm, 8mm, 10 mm
- Balon uzunluğu-4cm
- Kılıf çapı-2.5mm
- Çalışma uzunluğu-2000mm
- Tel kılavuz uyumluluğu-0.035inch
- Atravmatik ip
- Steril
- Tek kullanımlık




Referans	Ürün Adı	Balon Uzunluğu	Patlama Basıncı
S-BBD -640	Biliary Balloon Dilator	6 mm	10ATM
S-BBD - 840	Biliary Balloon Dilator	8 mm	10ATM
S-BBD - 1040	Biliary Balloon Dilator	10 mm	10ATM

# Stage Balloon Dilator (3 Aşamalı Balon Dilatörü)

**Gastrointestinal sistemin darlıklarını genişletmek için kullanılır  
Yemek borusu / kolon / biliyer darlıkları dahil**

## Dilatasyon sırasında güvenle hassas boyutlandırma kontrolü




3 Aşamalı darlık dilatasyonu sağlamak için tasarlanmıştır.  
Dilatasyon sırasında daha büyük balon yüzey alanı  
Çok yönlü Gastrointestinal doğru boyutlandırma tedavisi ile sistem tedavisi  
Doğru balon konumlandırmayı kolaylaştırmak için 2 radyoopak işaretleyici

Referans	Ürün Adı	Tel Kılavuz Boyutu	Çalışma Uzunluğu	Şişirilmiş Balon Çapı	Balon Uzunluğu	Patlama Basıncı	Uyumluluk Kanalı
S-3BD-101112	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	180cm	10-11-12mm	55mm	3-5-8atm	2.8mm
S-3BD-121315	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	180cm	12-13.5-15mm	55mm	3-4.5-8atm	2.8mm
S-3BD-151618	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	180cm	15-16.5-18mm	55mm	3-4.5-7atm	2.8/3.2mm*
S-3BD-181920	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	180cm	18-19-20mm	55mm	3-4.5-6atm	2.8/3.2mm*
S-3BD-101112C	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	240cm	10-11-12mm	55mm	3-5-8atm	2.8mm
S-3BD-121315C	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	240cm	12-13.5-15mm	55mm	3-4.5-8atm	2.8mm
S-3BD-151618C	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	240cm	15-16.5-18mm	55mm	3-4.5-7atm	2.8/3.2mm*
S-3BD-181920C	3 Stage Esophageal Balloon	0.035"	240cm	18-19-20mm	55mm	3-4.5-6atm	2.8/3.2mm*

**Biliyer kanalı tahliye etmek için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çap 5 Fr. - 7Fr. - 8.5 Fr. - 10 Fr. & 11.5 Fr.
- Uzunluk 3 cm. to 20 cm. müşteri isteğine göre
- Materyal seçimi-Radyoopak PTFE ya da PE.
- Varyantları
- Straight(Düz)-S
- DoublePigtail(Çift Helezon)-DP
- Amsterdam-AMST
- Sandard-STD
- Pankreatik-PAN
- S Banded-SB
- SinglePigtail (Tek Helezon)-SP
- C Şekil-CS
- Tree Type (PineTree)(Ağaç Şekilli)-T
- Steril ve tek kullanımlıktır.
- Tel kılavuz uyumluluğu-0,035inch




Özellikler	Stent 5 Fr. Referans	Biliyer Stent 7 Fr. Referans	Biliyer Stent 8.5 Fr. Referans	Biliyer Stent 10Fr. Referans	Biliyer Stent 11.5 Fr. Referans
Material					
PTFE	SBS-TEF-5	SBS-TEF-7	SBS-TEF-8.5	SBS-TEF-10	SBS-TEF-11.5
PE	SBS-PU-5	SBS-PU-7	SBS-PU-8.5	SBS-PU-10	SBS-PU-11.5
<b>Variet :</b>					
1- Straight	SBS-TEF-5-S	SBS-TEF-7-S	SBS-TEF-8.5-S	SBS-TEF-10-S	SBS-TEF-11.5-S
	SBS-PU-5-S	SBS-PU-7-S	SBS-PU-8.5-S	SBS-PU-10-S	SBS-PU-11.5-S
2-Double Pigtail	SBS-PU-5-DP	SBS-PU-7-DP	SBS-PU-8.5-DP	SBS-PU-10-DP	SBS-PU-11.5-DP
3-Standard	SBS-TEF-5-STD	SBS-TEF-7-STD	SBS-TEF-8.5-STD	SBS-TEF-10-STD	SBS-TEF-11.5-STD
	SBS-PU-5-STD	SBS-PU-7-STD	SBS-PU-8.5-STD	SBS-PU-10-STD	SBS-TEF-11.5-STD
4-Amsterdam	SBS-TEF-5-AMST	SBS-TEF-7-AMST	SBS-TEF-8.5-AMST	SBS-TEF-10-AMST	SBS-TEF-11.5-AMST
	SBS-PU-5-AMST	SBS-PU-7-AMST	SBS-PU-8.5-AMST	SBS-PU-10-AMST	SBS-PU-11.5-AMST
5- Pancreatic	SBS-TEF-5-PAN	SBS-TEF-7-PAN	SBS-TEF-8.5-PAN	SBS-TEF-10-PAN	SBS-TEF-11.5-PAN
	SBS-PU-5-PAN	SBS-PU-7-PAN	SBS-PU-8.5-PAN	SBS-PU-10-PAN	SBS-PU-11.5-PAN
6- S Banded	SBS-PU-5-SB	SBS-PU-7-SB	SBS-PU-8.5-SB	SBS-PU-10-SB	SBS-PU-11.5-PAN
7- Single Pigtail	SBS-PU-5-SP	SBS-PU-7-SP	SBS-PU-8.5-SP	SBS-PU-10-SP	SBS-PU-11.5-SP
8- C Shape	SBS-PU-5-CS	SBS-PU-7-CS	SBS-PU-8.5-CS	SBS-PU-10-CS	SBS-PU-11.5-SP
9- Tree Type	SBS-TEF-5-CS	SBS-TEF-7-CS	SBS-TEF-8.5-CS	SBS-TEF-10-CS	SBS-TEF-11.5-CS
			SBS-TEF-8.5-T	SBS-TEF-10-T	SBS-TEF-11.5-T

**Safraıy tıklalı biliyer kanaldan tahliye etmek için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- BiliyerStent Setiİçeriğı-BiliyerStent&İtici 5 Fr. & 7Fr.
- BiliyerStent Set 8.5 Fr. - 10 Fr. & 11.5 Fr. İçerik - BiliyerStent, İtici & Kılavuz katateri
- Kılavuz katater uzunluğı 220 cm / 320 cm
- Steril ve tek kullanımlıktır.
- Tel kılavuz uyumluluğı - 0.035"




Özellikler	Stent 5 Fr. Referans	Biliyer Stent 7 Fr. Referans	Biliyer Stent 8.5 Fr. Referans	Biliyer Stent 10Fr. Referans	Biliyer Stent 11.5 Fr. Referans
Material					
PTFE	SBSS-TEF-5	SSBSS-TEF-7	SBSS-TEF-8.5	SBSS-TEF-10	SBSS-TEF-11.5
PE	SBSS-PU-5	SBSS-PU-7	SBSS-PU-8.5	SBSS-PU-10	SBSS-PU-11.5
<b>Variet :</b>					
1- Straight	SBSS-TEF-5-S	SBSS-TEF-7- S	SBSS-TEF-8.5-S	SBSS-TEF-10-S	SBSS-TEF-11.5-S
	SBSS-PU-5-S	SBSS-PU-7-S	SBSS-PU-8.5-S	SBSS-PU-10-S	SBSS-PU-11.5-S
2-Double Pigtail	SBSS-PU-5-DP	SBSS-PU-7 -DP	SBSS-PU-8.5-DP	SBSS-PU-10 -DP	SBSS-PU-11.5 - DP
3-Standard	SBSS-TEF-5-STD	SBSS-TEF-7-STD	SBSS-TEF-8.5-STD	SBSS-TEF-10 -STD	SBSS-TEF-11.5-STD
	SBSS-PU-5-STD	SBSS-PU-7-STD	SBSS-PU-8.5-STD	SBSS-PU-10 -STD	SBSS-TEF-11.5-STD
4-Amsterdam	SBSS-TEF-5-AMST	SBSS-TEF-7 -AMST	SBSS-TEF-8.5-AMST	SBSS-TEF-10 -AMST	SBSS-TEF-11.5-AMST
	SBSS-PU-5-AMST	SBSS-PU-7 -AMST	SBSS-PU-8.5-AMST	SBSS-PU-10 -AMST	SBSS-PU-11.5-AMST
5- Pancreatic	SBSS-TEF-5-PAN	SBSS-TEF-7-PAN	SBSS-TEF-8.5-PAN	SBSS-TEF-10-PAN	SBSS-TEF-11.5-PAN
	SBSS-PU-5-PAN	SBSS-PU-7-PAN	SBSS-PU-8.5-PAN	SBSS-PU-10-PAN	SBSS-PU-11.5-PAN
6- S Banded	SBSS-PU-5-SB	SBSS-PU-7 - SB	SBSS-PU-8.5-SB	SBSS-PU-10 -SB	SBSS-PU-11.5-PAN
7- Single Pigtail	SBSS-PU-5-SP	SBSS-PU-7 - SP	SBSS-PU-8.5-SP	SBSS-PU-10 -SP	SBSS-PU-11.5 - SP
8- C Shape	SBSS-PU-5-CS	SBSS-PU-7 - CS	SBSS-PU-8.5-CS	SBSS-PU-10 -CS	SBSS-PU-11.5 - SP
9- Tree Type	SBSS-TEF-5-CS	SBSS -TEF- 7- CS	SBSS-TEF-8.5-CS	SBSS-TEF-10-CS	SBSS-TEF-11.5-CS
			SBSS-TEF-8.5-T	SBSS-TEF-10-T	SBSS-TEF-11.5-T

## Single Action Stent Introducer System (Tek Hareketli Stent İntrodüser Sistemi)

**Zamanı ve kolay stent yerleşimini azaltmak için endoskopik  
bilyer stent yerleştirilmesinde kullanılır.**

### Teknik Bilgiler

- Boyut - 8.5fr., 10fr. & 11.5fr. tek hareketli stent dağıtımı
- Radyopak marker üstü kılavuz katater
- Düşük sürtünme hareketi
- Tel kılavuz uyumluluğu 0.035 Inch Ø
- Tel kılavuz ve stent olmadan sunulur.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- İtici uzunluğu - 180cm




Referans	Ürün Adı	Boyut	Not
SSIS - 8.5	Single Action Stent Introducer System	8.5 Fr.	Stent ve tel kılavuz olmadan
SSIS - 10	Single Action Stent Introducer System	10 Fr.	Stent ve tel kılavuz olmadan
SSIS - 11.5	Single Action Stent Introducer System	11.5 Fr.	Stent ve tel kılavuz olmadan

**Zamanı ve kolay stent yerleşimini azaltmak için endoskopik biliyer stent yerleşimi için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut -8.5fr.,10fr.&11.5fr.Tek hareketli stent dağıtımı.
- Kılavuz katater üzerinde radyoopak işaretleyici
- Düşük sürtünme hareketi
- Tel kılavuz uyumluluğu 0.035 Inch Ø
- İtici uzunluğu - 180cm
- Kılavuz katateruzunluğu - 220cm
- Biliyerstent ile sunulur.
- Tel kılavuz olmadan sunulur.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Biliyerstent uzunluğu-3 cm-20 cm




Özellikler	Single Action Stent Introducer Set 8.5 Fr.	Single Action Stent Introducer Set 10 Fr.	Single Action Stent Introducer Set 11.5 Fr.
Material			
PTFE	SSISS-8.5-TEF-8.5	SSISS-10-TEF-10	SSISS-11.5-TEF-11.5
PE	SSISS-8.5-PU-8.5	SSISS-10-PU-10	SSISS-11.5-PU-11.5
<b>Variante :</b>			
1- Straight	SSISS-8.5-TEF-8.5-S SSISS-8.5-PU-8.5-S	SSISS-10-TEF-10-S SSISS-10-PU-10-S	SSISS-11.5-TEF-11.5-S SSISS-11.5-PU-11.5-S
2-Double PigTail	SSISS-8.5-PU-8.5-DP	SSISS-10-PU-10-DP	SSISS-11.5-PU-11.5-DP
3-Standard	SSISS-8.5-TEF-8.5-STD SSISS-8.5-PU-8.5-STD	SSISS-10-TEF-10-STD SSISS-10-PU-10-STD	SSISS-11.5-TEF-11.5-STD SSISS-11.5-PU-11.5-STD
4-Amsterdam	SSISS-8.5-TEF-8.5-AMST SSISS-8.5-PU-8.5-AMST	SSISS-10-TEF-10-AMST SSISS-10-PU-10-AMST	SSISS-11.5-TEF-11.5-AMST SSISS-11.5-PU-11.5-AMST
5- Pancreatic	SSISS-8.5-TEF-8.5-PAN SSISS-8.5-PU-8.5-PAN	SSISS-10-TEF-10-PAN SSISS-10-PU-10-PAN	SSISS-11.5-TEF-11.5-PAN SSISS-11.5-PU-11.5-PAN
6- S Banded	SSISS-8.5-PU-8.5-SB	SSISS-10-PU-10-SB	SSISS-11.5-PU-11.5-SB
7- SinglePigtail	SSISS-8.5-PU-8.5-SP	SSISS-10-PU-10-SP	SSISS-11.5-PU-11.5-SP
8- C Shape	SSISS-8.5-PU-8.5-CS	SSISS-10-PU-10-CS	SSISS-11.5-PU-11.5-CS

# Guiding Catheter (Kılavuz Katater)

**Biliyer stenti endoskopik olarak yerleřtirmek için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut-5 fr.-6 fr.7 fr.
- Çalışma uzunluęu-45 cm,220 cm&320 cm
- Sterildir, tek kullanımlıktır.
- Ayrı ayrı paketlenmiřtir.




Referans	Ürün Adı	Boyut	Çalışma Uzunluęu	Uyumlu İtici
SGC-645	GUIDING CATHETER	6FR	45 CM	
SGC-5320	GUIDING CATHETER	5FR	320 CM	8.5 FR
SGC-5220	GUIDING CATHETER	5FR	220 CM	8.5 FR
SGC-6320	GUIDING CATHETER	6FR	320 CM	10 FR
SGC-6220	GUIDING CATHETER	6FR	220 CM	10 FR
SGC-7320	GUIDING CATHETER	7FR	320 CM	11.5 FR
SGC-7220	GUIDING CATHETER	7FR	220 CM	11.5 FR

# Stent Pusher (Stent İtici)

Endoskopik biliyer stent yerleşiminde kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Boyut- 5 fr. - 7 fr. - 8.5 fr. - 10fr. - 11.5fr.
- Steril ve tek kullanımlıktır.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Uzunluk müşterinin isteğine göre



Referans	Ürün Adı	Boyut	Çalışma Kanalı Ø
SSP-5 -X Length	Biliary Stent Pusher	5 Fr.	>3.2 mm
SSP-7-X Length	Biliary Stent Pusher	7 Fr.	>3.2 mm
SSP-8.5-X Length	Biliary Stent Pusher	8.5 Fr.	4.2 mm
SSP-10-X Length	Biliary Stent Pusher	10 Fr.	4.2 mm
SSP-11.5-X Length	Biliary Stent Pusher	11.5 Fr.	4.2 mm



Papilla ve safra darlıklarını genişletmek için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Koniklik uzunluğu-3cm
- Boyut-5fr.-6fr.-7fr.-8.5fr.-9fr.-10fr.-11.5fr
- Radyopak PTFE materyal
- Steril ve tek kullanımlıktır.
- Ayrı ayrı paketlenmiş olarak sunulur.




Referans	Ürün Adı	Tip Ø	Çalışma Kanalı Ø	Çalışma Uzunluğu
S - BD- 5	Biliary Dilator 5 Fr.	2.5 Fr.	3.2 mm	200 cm.
S - BD- 6	Biliary Dilator 6 Fr.	3.5 Fr.	3.2 mm	200 cm.
S - BD- 7	Biliary Dilator 7 Fr.	4 Fr.	3.2 mm	200 cm.
S - BD- 8.5	Biliary Dilator 8.5 Fr.	5.5 Fr.	3.2 mm	200 cm.
S - BD- 9	Biliary Dilator 9 Fr.	6 Fr.	3.2 mm	200 cm.
S - BD- 10	Biliary Dilator 10 Fr.	6 Fr.	4.2 mm	200 cm.
S - BD- 11.5	Biliary Dilator 11.5 Fr.	8.5 Fr.	4.2 mm	200 cm.
S - BD- 5 - DBE	Biliary Dilator 5 Fr. For Double Balloon Enteroscope	2.5 Fr.	3.2 mm	280 cm.
S - BD- 6 - DBE	Biliary Dilator 6 Fr.For Double Balloon Enteroscope	3.5 Fr.	3.2 mm	280 cm.
S - BD- 7 - DBE	Biliary Dilator 7 Fr. For Double Balloon Enteroscope	4 Fr.	3.2 mm	280 cm.
S - BD- 8.5 - DBE	Biliary Dilator 8.5 Fr. For Double Balloon Enteroscope	5.5 Fr.	3.2 mm	280 cm.
S - BD- 9 - DBE	Biliary Dilator 9 Fr. For Double Balloon Enteroscope	6 Fr.	3.2 mm	280 cm.
S - BD- 10 - DBE	Biliary Dilator 10 Fr. For Double Balloon Enteroscope	6 Fr.	4.2 mm	280 cm.
S - BD- 11.5 - DBE	Biliary Dilator 11.5 Fr. For Double Balloon Enteroscope	8.5 Fr.	4.2 mm	280 cm.

**Safra kanalını radyopak kontrastla opaklaştırmak için endoskopik olarak kullanılır. Floroskopik görünüm için malzeme.**

## Teknik Bilgiler

- Tip-Tapered tip (Konik Tip) / Ball tip (Top Tip) Double lümen (çift lümen)
- Kateter tip çapı- 4.5 Fr. / 5.5 Fr. Tapered tip
- Önerilen tel kılavuz çapı 0.035 inch.
- Uzunluk - 200 cm & 280 cm
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.




Referans	Ürün Adı	Tip Ø	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø
S- ERC-T-SL	Single Lumen ERCP Cannula Tapered Tip	4.5 Fr	200 cm	2.8 mm
S- ERC-B-SL	Single Lumen ERCP Cannula Ball Tip	5.5 Fr	200 cm	2.8 mm
S- ERC-T-DL	Double Lumen ERCP Cannula Tapered Tip	5.5 Fr	200 cm	2.8 mm
S- ERC-T-SL-DBE	Single Lumen ERCP Cannula Tapered Tip For Double Balloon Enteroscope	4.5 Fr	280 cm	2.8 mm
S- ERC-B-SL-DBE	Single Lumen ERCP Cannula Ball Tip For Double Balloon Enteroscope	5.5 Fr	280 cm	2.8 mm
S- ERC-T-DL-DBE	Double Lumen ERCP Cannula Tapered Tip For Double Balloon Enteroscope	5.5 Fr	280 cm	2.8 mm

# Biliyer Metal Stent

**İyi huylu veya kötü huylu deęişikliklerin neden olduęu Stenoz veya Tıkalı Safra yolları için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- İntrodüser sistemi ile
- Radyoterapi uyumlu
- Geniřletilmiş stent apı - 10mm.
- Stent Uzunluęu - 60mm / 80mm / 100mm/120mm/150mm
- Aıkstent.
- 0.038 inchtel kılavuz ile uyumlu.
- Enstürüman kanal büyüklüęü ile uyumlu-3.2mm
- Sterildir, tek kullanımlıktır ve ayrı ayrı paketlenmiřtir.




Referans	Ürün Adı	Stent Uzunluęu	Stent Ø
S - MBS - 6	Biliary Metal Stent	60mm.	10mm.
S - MBS - 8	Biliary Metal Stent	80mm.	10mm.
S - MBS - 10	Biliary Metal Stent	100mm.	10mm.
S - MBS - 12	Biliary Metal Stent	120mm.	10mm.
S - MBS - 15	Biliary Metal Stent	150mm.	10mm.

# Pankreatik Basket

Pankreas kanalından taşların çıkarılmasında kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Kılıf Çapı - 5 Fr.
- Uzunluk - 230 cm.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Steril ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Basket Çapı	Çalışma Uzunluğu
SMMB-P	Pancreatic Basket	15 mm	230 cm

# Choledocho Basket

**G.I. yoldan taş çıkarmada kullanılır.**

## **Teknik Bilgiler**

- Kılıf Çapı - 3 Fr
- Ayrı ayrı paketlenmiş,steril ve tek kullanımlık olarak sunulur.
- Uzunluk - 325 cm.




Referans	Ürün Adı	Basket Çapı	Kılıf Çapı
SMMB-CB	Choledocho Basket	15 mm	3 Fr.

# Clipping Device (Kırpma Cihazı)

**Kan damarlarını mekanik olarak bağlamak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Çalışma Uzunluğu-165/230cm
- Kılıf Çapı 2.6 mm
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Uzunluk	Kılıf Çapı
S-CD-16	CLIPPING DEVICE	165cm	2.6mm
S-CD-21	CLIPPING DEVICE	230cm	2.6 mm

# Endoklip Aplikatör

Endoklip için klipsler vermede kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Çalışma uzunluğu-190cm
- Enstrümen kanal ile uyumludur-2.8mm
- Senkronizasyon dönüş hassasiyeti
- Mükemmel kontrol hissi ile konforlu handle
- Aplikatörsteril/steril olmayan şekilde sunulur ve tekrar kullanılabilir.  
(Ülkenin kullanıcı yasalarına göre değişir)



Referans	Ürün Adı	Kılıf Çapı	Çalışma Uzunluğu
S-EC-19A	ENDOCLIP APPLICATOR	2.70mm	190cm

# Endoklip Klips


**Kan damarlarını mekanik olarak bağlamak için kullanılır.**

## Belirteçler

- Hemostaz: mukozal/submukozal
- <3cm yenilgiler, kanama ülserleri/arterleri<2mm,
- Cerrahi bölgeler, Gllüminal performansını kapatılması

## Teknik Bilgiler

- Çene Açısı= 135
- Açık klipsler arasındaki mesafe  $\geq 8$ mm
- Steril olarak sunulur.



Referans	Ürün Adı	Genişlik W	Açık Klipsler Arasındaki Mesafe H	Çene Açısı A
S-CL-EC	Endoklip Klips	1.4mm	> 8mm	1350




Aşırı kanamayı önlemek için GI'de kesilmeden /  
pıhtılaşmadan önce endoskopik düğümlenme için kullanılır.

**Biyo emilebilir iplik daha fazla endikasyon geliştirir.**

### Teknik Bilgiler

- Çalışma Uzunluğu 230cm
- Enstrüman kanal uyumluluğu 2.8mm
- Loop Çapı 30mm & 40mm
- Kılıf Çapı 2.5 mm
- Steril ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Loop Çapı	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu
S-EK-30	ENDOKNOT	30mm	2.8mm	230cm
S-EK-40	ENDOKNOT	40mm	2.8mm	230cm

# Suction Coagulation Probe

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon sırasında  
Emme ve Koagülasyon için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Çalışma Uzunluğu - 230 cm
- Tip Çapı - 2.0 mm
- Sterildir ve tek kullanımlıktır




# Eus İğnesi

**GI lezyonlarını teşhis etmek ve evrelemek için aspirasyon biyopsisi için kullanılan uç, iğneyi yönlendirmek için ultrason teknolojisi kullanarak örnekleme sağlar.**

## Teknik Bilgiler





- Çalışma Uzunluğu - 140 cm
- İğne Tipi - 19/22 swg
- Handle & Sheath 10 defaya kadar otoklavabilir (1400c de)
- Steril pakette iğne ve stile mevcuttur.





Referans	Ürün Adı	Kılıf Ø	İğne Göstergesi	Uzunluk
S-EUS-N - 19	EUS İğnesi	2.50 MM	19 SWG	140 cm
S-EUS-N - 22	EUS İğnesi	2.55 MM	22 SWG	140 cm
S-EUS-NS-19	İğne & Stile	-	19 SWG	-
S-EUS-NS-22	İğne & Stile	-	22 SWG	-

**Ultrasonik dönüştürücünün gastrointestinal duvara akustik bağlanması, dönüştürücü ve duvar arasında arayüz olarak sıvının uygulanmasını gerektirir. Bu, EUS Balloon ile elde edilir.**



## OLYMPUS EKOENDOSKOPLARI İÇİN,

Referans	Uyumlu Modeller	Açık Taraf	Scatch Görseli
SS1070000	GF-UM160 / GF-UM130 / GF-UMQ130 / GF-UM20 / JF-UM20 / RU-75M-R1 / RU-12M-R1	2	
SS1830000	GF-UC140P-AL5 / GF-UCT140-AL5 / GF-UC140P-DO5 / GF-UCT140-DO5 / GF-UC160P-OL5 / GF-UCT160-OL5 / GF-UC30P / GF-UMD140P	1	
SS1460000	CF-UM20	2	
SS2230000	GF-UE160-AL5	2	

## PENTAX-EKO ENDOSKOPLARI İÇİN,

Referans	Uyumlu Modeller	Açık Taraf	Scatch Görseli
SS1470000	EG-3870UTK / EG-3830UT / FG-34UX / FG-36UX / FG-38UX / EG-3630U	1	
SS2070000	EG-3670URK / EG-3630UR	2	

## FUJİNON EKO ENDOSKOPLARI İÇİN,

Referans	Uyumlu Modeller	Açık Taraf	Scatch Görseli
SS2660000	EG-530UR	2	
SS2070000	EG-530UT	1	

# Cystostome

**Elektro cerrahi olarak transgastrik veya transduodenal duvarı ve gastrointestinal yolda görünür şekilde şişen bir pankreas psödokisti içine kanüle etmek için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut - 6 - 7 - 8 - 10 Fr
- Uzunluk - 230 cm
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.



Referans	Ürün Adı	Boyut
S - CYS - 6	Cystostome	6 Fr.
S - CYS - 7	Cystostome	7 Fr.
S - CYS - 8	Cystostome	8 Fr.
S - CYS - 10	Cystostome	10 Fr.

# Özefagus Dilatörü


**Özefagus darlıklarını önceden yerleştirilmiş tel kılavuzuna genişletmek için kullanılır.**

Boyut-5mm-20mm Dış Çap



Soft, esnek ve radyopak tip & Radyopak Junction.  
Kademeli konikleştirme  
Düşük sürtünmeli lümen yüzeyi  
0.038 inch tel kılavuz ile uyumlu

Dilatör Boyutu - Çap - 5 mm-20 mm. Uzunluk 100 cm. , 70 cm.  
- (1) 6'lı seteşit çap. / farklıçap  
(2) 12'li ve 16'lı set.  
(3) Steril değildir, çok kullanımlıdır.



Set 250 cm uzunluğunda 1x Shaili Esnek yay ucu Kılavuz Tel içerir.  
Taşıma çantası mevcuttur.

Referans	Dış Ø	Uzunluk
SED-500	5 mm.	100 cm.
SED-600	6 mm.	100 cm.
SED-700	7 mm.	100 cm.
SED-800	8 mm.	100 cm.
SED-900	9 mm.	100 cm.
SED-1000	10 mm.	100 cm.
SED-1100	11 mm.	100 cm.
SED-1200	12 mm.	100 cm.
SED-1300	13 mm.	100 cm.
SED-1400	14 mm.	100 cm.
SED-1500	15 mm.	100 cm.
SED-1600	16 mm.	100 cm.
SED-1700	17 mm.	100 cm.
SED-1800	18 mm.	100 cm.
SED-1900	19mm.	100 cm.
SED-2000	20 mm.	100 cm.

Referans	Dış Ø	Uzunluk
SED-570	5 mm.	70 cm.
SED-670	6 mm.	70 cm.
SED-770	7 mm.	70 cm.
SED-870	8 mm.	70 cm.
SED-970	9 mm.	70 cm.
SED-1070	10 mm.	70 cm.
SED-1170	11 mm.	70 cm.
SED-1270	12 mm.	70 cm.
SED-1370	13 mm.	70 cm.
SED-1470	14 mm.	70 cm.
SED-1570	15 mm.	70 cm.
SED-1670	16 mm.	70 cm.
SED-1770	17 mm.	70 cm.
SED-1870	18 mm.	70 cm.
SED-1970	19 mm.	70 cm.
SED-2070	20 mm.	70 cm.

# Spring Tip Steel Guide Wire (Yay Ucu Çelik Kılavuz Tel)

**Dilatasyon için özefagus dilatörlerini yönlendirmek için kullanılır.**

Özel tasarım, esnek atravmatik uç

Yaylı taban ve metalik tel shaft birbirine kenetlenmiştir.

Yay ve tel shaftı eklemi, kılavuz telin dilatöre sıkışmasını önlemek için koniktir.

Pürüzsüz yüzey kalitesi, dilatasyon işlemi sırasında dilatör lümeninden kolay geçiş sağlar.

Sterildir ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Uzunluk	Tip Ø
SMGW	Spring Tip Steel Guide Wire	250 cm	2.00 mm
SMGW-M	Spring Tip Steel Guide Wireışaretli	250 cm	2.00 mm

# Özefagus Metal Stent

**Trake özefagus fistüllerin tedavisinde ve özefagus karsinomunun neden olduğu özefagus stenozu, cerrahi kontrendike olan kimyasal yaralanmalar, kardiyak karsinom, nastomatik stenoz ve diğer travmalarda kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Radyoterapi uyumlu.
- İntrodüser sistemi ile özefagus stentleri.
- Genişletilmiş stent çapı-18mm.
- Stent teli çapı-0.20mm.
- Genişletilmiş stent uzunluğu-50mm/100mm/120mm/150mm kaplı stent
- 0.038 tel kılavuz ile uyumludur.
- Steril ve tek kullanımlıktır.



Referans	Ürün Adı	Stent Uzunluğu
S - ES - 5	Özefagus Metal Stent	50mm
S - ES - 10	ÖzefagusMetal Stent	100mm
S - ES - 12	ÖzefagusMetal Stent	120mm
S - ES - 15	ÖzefagusMetal Stent	150mm



# Sitoloji Fırçası

Üst ve alttan hücre toplamak için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Uzunluk-170cm / 230cm & 325cm
- Tel kılavuz uyumluluğu-0.035"
- Ayrı ayrı paketlenmiş,steril ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı Ø	Uzunluğu
S - CY-170	Sitoloji Fırçası	2.8 mm	170 cm
S - CY-230	Sitoloji Fırçası	2.8 mm	230 cm
S - CY-DL	Tel Kılavuz Sitoloji Fırçası	2.8 mm	230 cm
S - CY - S	Sitoloji Fırçası	1.2 mm	325 cm

# Özefagus Gastrik Balon Alma Cihazı

Özefagus gastrik balonu almak için kullanılır

## Teknik Bilgiler

- Enstrümen kanal ile uyumlu 2.8 mm.
- Kılıf çapı 2.5 mm
- Çalışma uzunluğu 170 cm.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır



Sönük özefagus gastrik balonu almak için mükemmel ve güvenli kavrama

Referans	Ürün Adı	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø
SEGBRD	Özefagus Gastrik Balon Alma Cihazı	170 cm	2.8 mm

# Özefagus Gastrik Balon Deflasyon Cihazı

Önceden yerleştirilmiş özefagus gastrik balonunu söndürmek için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Kılıf Çapı-2.5mm
- Çalışma Uzunluğu-170cm
- Steril ve tek kullanımlıktır.



Referans	Ürün Adı	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø
SEGBDD	Özefagus Gastrik Balon Deflasyon Cihazı	170 cm	2.8 mm

# Naso Bilyer Drenaj Katateri

**Naso yoluyla tıkalı biliyer kanalından safrayı boşaltmak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut - 6fr / 7fr. / 8.5fr. /10fr.
- Çalışma Uzunluğu - 250cm
- Steril ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Boyut
S-NBDC-6	Naso Bilyer Drenaj Katateri	2.8 mm
S-NBDC-7	Naso Bilyer Drenaj Katateri	2.8 mm
S-NBDC-8.5	Naso Bilyer Drenaj Katateri	2.8 mm
S-NBDC-10	Naso Bilyer Drenaj Katateri	1.2 mm

# Naso Jejunal Besleme Tüpü

**Nazojejunal besleme tüpleri uzun süreli enteral beslenme için sıklıkla kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Besleme Tüpü Çapı - 10, 12, 14, & 16 fr
- Çalışma Uzunluğu-120 & 150cm
- Tel kılavuz uyumluluğu-0.038 inch.
- Steril ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Boyut	Uzunluk
S-NJFT-10120	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	10FR	120CM
S-NJFT-12120	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	12FR	120CM
S-NJFT-14120	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	14FR	120CM
S-NJFT-16120	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	16FR	120CM
S-NJFT-10155	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	10FR	155CM
S-NJFT-12155	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	12FR	155CM
S-NJFT-14155	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	14FR	155CM
S-NJFT-16155	NASO JEJUNAL BESLEME TÜPÜ	16FR	155CM

# Sprey Prob

**Sprey boyama için kullanılır.**

## **Teknik Bilgiler**

- Çalışma Uzunluğu - 230 cm
- Atravmatik metal tip
- Steril ve tek kullanımlıktır.



Referans	Ürün Adı	Kılıf Ø
SSP	Sprey Prob	2.5 mm

# BRONCHOSCOPY




# Aspirasyon İğnesi

**Akciğer ve bronşiyolunun endoskopik aspirasyonunda kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Keskin ve kısa eğim 19 / 21 swg
- Çalışma uzunluğu 110cm
- 2.8 mm entrümen kanal ile uyumludur.
- Steril ve tek kullanımlıktır.
- İğne uzunluğu 15 mm



Referans	Ürün Adı	İğne Göstergesi	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø
SAN - 19	ASPIRASYON İĞNESİ	19 G	110 cm	2.8 mm.
SAN - 21	ASPIRASYON İĞNESİ	21 G	110 cm	2.8 mm.



# Biyopsi Forseps

**Mikroskopik ve histopatolojik muayene de bronş yolundan mukozal doku örnekleri almak için endoskopik olarak kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- 2.0 / 2.8 mm enstrümen kanal ile uyumludur.
- Uzunluk : 110 Cm
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.




Referans	Ürün Adı	Tip	Çalışma Kanalı Ø	Çalışma Uzunluğu
S- BF- B	Biyopsi Forseps	Sivri uçsuz	2.0/2.8 mm	110 cm

# Temizleme Fırçası

Endoskop kanalını temizlemek için kullanılır.

## Teknik Bilgiler

- Her iki ucu fırçalı
- Şaft plastik kaplı tel
- Endoskop kanalının temizlenmesi için yarı yumuşak ve kanal dostu kıllar
- Atravmatik tip
- 2.0 / 2.8 mm enstrüman kanal ile uyumlu
- Uzunluk 110cm
- Ayrı ayrı paketler halinde sunulur.



Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı Ø	Çalışma Uzunluğu
S-CB-BR	Temizleme Fırçası (tek kullanımlık)	2.0 mm.	110 cm
S-CB-BR-R	Temizleme Fırçası (çok kullanımlık)	2.8 mm.	110 cm

# Sitoloji Fırçası

**Akciğer ve bronş yolundan hücreleri toplamak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Uzunluk -110 cm
- Çalışma Kanalı Çapı 2.0 / 2.8mm
- Steril ve tek kullanımlıktır.



Referans	Ürün Adı	Çalışma Kanalı Ø	Çalışma Uzunluğu
S - CY - B-28110	Sitoloji Fırçası	2.8 mm	110 cm
S - CY - B-20110	Sitoloji Fırçası	2.0 mm	110 cm

# Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi 2 Prong, 3 Prong, Memory Basket

**Bronşiyoldan yabancı cisimleri çıkarmada kullanılır.**


## Teknik Bilgiler

- 2.0 / 2.8 mm enstrüman kanal ile uyumlu
- Çalışma uzunluğu 110cm
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.



Referans	Ürün Adı	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø	Çene
SFBH- 218-B	2 prong	110 cm.	2.0 mm	2 prong
SFBH- 318-B	3 prong	110 cm.	2.0 mm	3 prong
SMMB- BR	Memory Basket	110 cm.	2.0 mm	Basket

# Urology



# Hydra Neg Kılavuz Tel

**Aksesuarlara erişim ve değişim için  
Üroloji sistemine erişim sağlamak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut Çapı-0.025 inch./0.032 inch /0.035 inch /0.038inch.
- Uzunluk-150 cm.
- Tip –Straight(Düz) / Angle(Açılı) / J tipekstra filiform tel ile
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.




Referans	Ürün Adı	Tel Ø
S-HYNEG-025-S-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 STRAIGHT
S-HYNEG-025-A-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 ANGULATED
S-HYNEG-025-J-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.025 J TIP
S-HYNEG-032-S-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032 STRAIGHT
S-HYNEG-032-A-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032 ANGULATED
S-HYNEG-032-J-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.032 J TIP
S-HYNEG-035-S-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035 STRAIGHT
S-HYNEG-035-A-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035 ANGULATED
S-HYNEG-035-J-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.035 J TIP
S-HYNEG-038-S-150	HYDRANEG GUIDE WIRE	0.038 STRAIGHT
S-HYNEG-038-A-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038 ANGULATED
S-HYNEG-038-J-150	HYDRA NEG GUIDE WIRE	0.038 J TIP

# Neg Kılavuz Tel

**Aksesuarlara erişim ve değişim için  
Üroloji sistemine erişim sağlamak için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut Çapı - 0.025 inch / 0.032 inch / 0.035 inch. / 0.038 inch.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Uzunluk-150 cm.
- Tip –Straight(Düz) / Angle(Köşeli) / J




Referans	Ürün Adı	Referans	Ürün Adı
S-NEG-025-S-150	Neg Kılavuz Tel 0.025 Straight	S-NEG-035-S-150	Neg Kılavuz Tel 0.035 Straight
S-NEG-025-A-150	Neg Kılavuz Tel 0.025 Angulated	S-NEG-035-A-150	Neg Kılavuz Tel 0.035 Angulated
S-NEG-025-J-150	Neg Kılavuz Tel 0.025 J Tip	S-NEG-035-J-150	Neg Kılavuz Tel 0.035 J Tip
S-NEG-032-S-150	Neg Kılavuz Tel 0.032 Straight	S-NEG-038-S-150	Neg Kılavuz Tel 0.038 Straight
S-NEG-032-A-150	Neg Kılavuz Tel 0.032 Angulated	S-NEG-038-A-150	Neg Kılavuz Tel 0.038 Angulated
S-NEG-032-J-150	Neg KılavuzTel 0.032 J Tip	S-NEG-038-J-150	Neg Kılavuz Tel 0.038 J Tip

# Hyneg Kombo Kılavuz Tel

**Aksesuarların erişimi ve değişimi için erişim  
Üroloji sistemine erişmek için kullanılır.**

## **Teknik Bilgiler**

- Boyut Çapı - 0.032 inch / 0.035 inch.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Siyah hidrofilik uçlu bir uç/değiřtirme teli uçlu diđer uç
- Uzunluk - 150 cm
- Tip -Straight (Düz)



Referans	Ürün Adı	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Kanalı Ø
S-HYCG-032-S-150	Hyneg Combo Guide Wire 0.032 straight	S-HYCG-035-S-150	Hyneg Combo Guide Wire 0.035 straight





# Nitinol Siyah Tel

**Aksesuarların erişimi ve değişimi için erişim  
Üroloji sistemine erişmek için kullanılır.**

## Teknik Bilgiler

- Boyut Çapı - 0.025 inch / 0.032 inch / 0.035 inch. / 0.038 inch.
- Ayrı ayrı paketlenmiştir.
- Sterildir ve tek kullanımlıktır.
- Uzunluk-150 cm.
- Tip –Straight (Düz) / Angle(Köşeli) / J



Referans	Ürün Adı	Referans	Ürün Adı
S-NBW-025-S-150	Nitinol Siyah Tel 0.025 Straight	S-NBW-035-S-150	Nitinol Siyah Tel 0.035 Straight
S-NBW-025-A-150	Nitinol Siyah Tel 0.025 Angulated	S-NBW-035-A-150	Nitinol Siyah Tel 0.035 Angulated
S-NBW-025-J-150	Nitinol Siyah Tel 0.025 J Tip	S-NBW-035-J-150	Nitinol Siyah Tel 0.035 J Tip
S-NBW-032-S-150	Nitinol Siyah Tel 0.032 Straight	S-NBW-038-S-150	Nitinol Siyah Tel 0.038 Straight
S-NBW-032-A-150	Nitinol Siyah Tel 0.032 Angulated	S-NBW-038-A X-150	Nitinol Siyah Tel 0.038 Angulated
S-NBW-032-J-150	Nitinol Siyah Tel 0.032 J Tip	S-NBW-038-J-150	Nitinol Siyah Tel 0.038 J Tip

# QUALITY

All long term implants are complied to :

- In-vitro cytotoxicity
- Skin Sensitization
- Intracutenous reactivity
- Hemolysis
- Systematic injection
- Genotoxicity
- Implant
- Sterility
- Bio Burden
- BET Testing
- Non volatile residue
- Reducing matter

We are the largest manufacturer and exporter in India for high quality Diagnostic and Therapeutic Endoscopic Devices Including ERCP and EUS accessories.



 **Med Grup**  
**Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.**

Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi  
13. Sokak No:6A Esenler / İstanbul  
Tel.:+ 90 212 438 32 00 Fax: +90 212 438 31 18  
info@medgrupmedikal.com  
www.medgrupmedikal.com